

3M Science.
Applied to Life.™

3M Testaktion:

Erleben Sie das Sortiment der
3M™ CuroS™ Desinfektionskappen
in Ihrem Krankenhaus und testen Sie
selbst, was in dieser Kappe steckt!

Wir kriegen alles unter eine Kappe!

**3M™ CuroS™ Desinfektionskappen für eine einfache
und effiziente Prävention intraluminal-bedingter
Blutstrominfektionen.**

Die konsequente Verwendung von 3M CuroS Desinfektionskappen ist mit einem Rückgang der katheter-bedingten Blutstrominfektionen verbunden. Die Desinfektionskappen sind eine gute Barriere gegen intraluminale Kontaminationen und stellen eine wertvolle Prozessvereinfachung sowie Zeitersparnis für das Pflegepersonal dar.

3M
CUROS™
Desinfektionskappen

Die gesamte Palette der Curos Desinfektionskappen

- Desinfektion in 1 Minute durch 70 % Isopropanol (IPA)
- Einfach abziehen und aufdrehen
- Physische Barriere gegen Kontamination bis zu 7 Tagen, wenn die Kappe nicht entfernt wird
- Markante Farbgebung für visuelle Kontrolle
- Ohne Weichmacher (DEHP) hergestellt
- Einmaliger Gebrauch pro Kappe
- Praktische Darreichungsform auf Folienstreifen



3M™ Curos™ NFC

Desinfektionskappen für nadelfreie Konnektionssysteme

Passt auf alle gängigen nadelfreien Konnektionssysteme.

Abgabeform

- Einzel verpackt in Boxen à 270 Kappen
- Streifen à 10 Kappen zum Aufhängen an den Infusionsständer am Patientenbett; 25 Streifen pro Box



3M™ Curos™ Stopper

Desinfektionskappen für offene, weibliche Luer-Lock-Anschlüsse

Nur zu verwenden für offene, weibliche Luer-Lock-Anschlüsse wie z. B. Katheterhubs und Dreiwegehähne.

In petrol und rot verfügbar, um eine eindeutige Farbkodierungen zu gewährleisten.

Abgabeform

- Einzel verpackt in Boxen à 270 Kappen (petrol oder rot)
- Streifen à 5 Kappen zum Aufhängen an den Infusionsständer am Patientenbett; 50 Streifen pro Box (nur petrol)



3M™ Curos™ Tips

Desinfektionskappen für männliche Luer-Anschlüsse

Zum Schutz männlicher Luer-Anschlüsse wie zum Beispiel am distalen Ende einer Infusionsleitung.

Optimale Alkoholverteilung

Durch das einzigartige Design wird ein Eindringen von überschüssigem Alkohol verhindert, während sich genügend Alkohol dort befindet, wo er benötigt wird, nämlich am exponierten äußeren männlichen Luer-Anschluss

Abgabeform

- Streifen à 5 Stück; 40 Streifen pro Box

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt*	🇩🇪 PZN**	🇦🇹 PZN	🇨🇭 Pharma-code	🇨🇭 MiGeL
3M™ Curos™ Stopper Desinfektionskappe für offene, weibliche Luer-Lock-Anschlüsse						
CSV1-270R	3M™ Curos™ Stopper Desinfektionskappe petrol – Einzelkappe	2.160 Einzelkappen pro VE: 270 Stk./Pkg., 8 Pkg./Case	13351480	4751737	7146178	15.13.01.00.1
CSV5-250R	3M™ Curos™ Stopper Desinfektionskappe petrol – Streifen	2.000 Kappen auf Streifen pro VE: 5 Stk./Streifen, 50 Streifen/Pkg., 8 Pkg./Case	13351474	4751743	7146184	15.13.01.00.1
CSA1-270R	3M™ Curos™ Stopper Desinfektionskappe rot – Einzelkappe	2.160 Einzelkappen pro Case: 270 Stk./Pkg., 8 Pkg./VE	15267134	5072286	7742040	15.13.01.00.1
3M™ Curos™ NFC Desinfektionskappe für nadelfreie Konnektionssysteme						
CFF1-270R	3M™ Curos™ NFC Desinfektionskappe hellgrün – Einzelkappe	2.700 Einzelkappen pro VE: 270 Stk./Pkg., 10 Pkg./Case	13501206	4739512	7132638	15.13.01.00.1
CFF10-250R	3M™ Curos™ NFC Desinfektionskappe hellgrün – Streifen	2.500 Kappen auf Streifen pro VE: 10 Stk./Streifen, 25 Streifen/Pkg., 10 Pkg./Case	13501169	4739529	7132644	15.13.01.00.1
3M™ Curos Tips™ Desinfektionskappe für männliche Luer-Anschlüsse						
CM5-200R	3M™ Curos Tips™ Desinfektionskappe hellgrün – Streifen	2.000 Tips pro VE: 40 Streifen à 5 tips/Pkg., 10 Pkg./VE	15267128	5072292	7742041	15.13.01.00.1

* wird nur in Cases abgegeben ** Hilfsmittelnummer für Verschlussstopfen: 03.99.99.0014



3M Deutschland GmbH | Health Care | Carl-Schurz-Str. 1 | 41453 Neuss
 3M Österreich GmbH | Health Care | Euro Plaza, Gebäude J, Kranichberggasse 4 | 1120 Wien
 3M (Schweiz) GmbH | Health Care | Eggstrasse 91 | 8803 Rüschlikon

3M und Curos sind eingetragene Marken oder Warenzeichen von 3M. © 3M 2021. Alle Rechte vorbehalten. Bitte nach dem Gebrauch recyceln.