


























# Professionelles I.V. Management

Lösungen für alle Anforderungen des modernen I.V. Managements.  
Vom Basisverband über nahtfreie Katheterfixationen bis hin zum antimikrobiellen I.V. Verband.

	Antimikrobielle I.V. Fixierverbände							Stark haftende I.V. Fixierverbände							I.V. Fixierverbände (Basisversorgung)												
	3M™ Tegaderm™ Chlorhexidinguconat (CHG) I.V. Fixierverband				3M™ Tegaderm™ Portverband mit CHG Gelkissen	PICC/CVC Fixiersystem + 3M™ Tegaderm™ CHG I.V. Fixierverband	3M™ Tegaderm™ Antimikrobieller I.V. Advanced Fixierverband	3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Fixierverband						PICC/CVC Fixiersystem + 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Fixierverband	3M™ Tegaderm™ I.V. Fixierverband				3M™ Tegaderm™ Film Transparentverband			3M™ Tegaderm™ I.V. Portverband	3M™ I.V. Kanülenverband				
Produkt																											
Artikelnummer (Größe)	1657R (8,5 x 11,5 cm)	1658R (10 x 12 cm)	1659R (10 x 15,5 cm)	1660R (7 x 8,5 cm)	1665R (12 x 12 cm)	1877R-2100 (8,5 x 11,5 cm)	1879R-2100 (10 x 15,5 cm)	9132 (7 x 8,5 cm)	1680 (3,8 x 4,5 cm)	1681 (7 x 8 cm)	1682 (5 x 5,7 cm)	1683 (6,5 x 7 cm)	1685 (8,5 x 11,5 cm)	1688 (10 x 12 cm)	1689 (10 x 15,5 cm)	1837-2100 (8,5 x 11,5 cm)	1839-2100 (10 x 15,5 cm)	1610 (5 x 5,7 cm)	1633 (7 x 8,5 cm)	1635 (8,5 x 10,5 cm)	1623W (6 x 7 cm)	1622W (4,4 x 4,4 cm)	1624W (6 x 7 cm)	1626W (10 x 12 cm)	1668 (12 x 12 cm)	3523 (6 x 8 cm)	
Zugänge der Pädiatrie									•	•	•	•						•	•								
Schmerzkatheter	•	•		•										•	•						•						
Arterie	•			•						•		•	•							•							
Peripherer Venenkatheter							•			•		•								•		•					•
Dialysekatheter	•	•	•											•	•	•					•						
Portkatheter					•										•											•	
Partiell implantierter ZVK (getunnelter ZVK)	•	•	•										•	•	•					•							
PICC	•		•			•	•						•	•		•	•										
Zentraler Venenkatheter	•	•	•			•	•						•	•	•	•	•			•							