

3M Science.
Applied to Life.™

スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーズ

歯科用象牙質接着材/歯科セラミックス用接着材料/歯科金属用接着材料/歯科用知覚過敏抑制材料/歯科用シーリング・コーティング材

トライアル&ダブルパック キャンペーン

キャンペーン期間：2021年8月23日(月)～10月29日(金)



トライアル キャンペーン

初めてご使用になる方



内容	製品番号
・ボトル(5mL)×1本 ・ボトル(1.5mL)×1本	41294JSP

キャンペーン希望医院価格 **12,600円**

ダブルパック キャンペーン

既にご使用の方



内容	製品番号
・ボトル(5mL)×2本 ・ユニドース×10本	41294WSP

キャンペーン希望医院価格 **22,700円**



内容	製品番号
・ユニドース×200本 ・ユニドース×10本	41298JWSP

キャンペーン希望医院価格 **22,700円**

リライエックス™ ユニバーサル レジン セメントの
キャンペーン情報は裏面へ




スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーズブ



シンプルな術式を可能にする “1ステップ”ユニバーサルボンディング

3M独自のVMSテクノロジー



症例や被着体に合わせて使用する材料や術式を変える必要がなく、在庫管理が容易です。



これまでの汎用性に、新たな付加価値をプラス

業界初!※1 象牙質と同等のX線造影性付与

二次う蝕の診断や経過観察を助けます。

※1一液性のユニバーサルボンディング材として、業界ではじめて製品化しました(3M社内調べ 2021年1月時点)



“ぬれ性”と“歯質浸透性”の向上


窩壁部や複雑な窩洞にも塗り広げやすく、塗りムラや液だまりなどの発生リスクを抑えます。



湿潤環境下でも安定した接着力

ビトラボンドコポリマーの配合最適化によって、湿潤環境下でも安定した接着力を発揮します。

湿潤環境下：ヒト抜去歯象牙質に対するせん断接着強さ



1本で多用途

CR 充填用接着材のほかライエックス™ユニバーサルレジンセメントの前処理材、知覚過敏抑制材料、窩洞・支台歯のシーリング材としてご利用いただけます。



使用可能時間30分 (遮光下)

揮発性の低い、水とエタノールを溶媒としているため、滴下後約30分使用可能。複数窩洞の処置にも余裕をもって対応できます。



常温保管できるので、いつも手元に

品質管理の煩わしさがなく、いつでも安心して使用でき、ケアタイムも短縮できます。



NEW ボトルデザイン

キレがよく液だれしにくいボトルデザインです。個包装のユニドースタイプも準備しています。



リライエックス™ ユニバーサル レジン セメント



シンプルな術式

材料は2つだけ!

3M独自の「VMSテクノロジー」採用のスコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブは歯質・各種材料に接着可能なので、前処理材はこれ1本。各種専用プライマーが不要です。




写真提供：北海道ご開業 関俊也先生

スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブへの光照射は不要

スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブがデュアルキュアタイプに変化

リライエックス™ ユニバーサル レジン セメントとの接触により、スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブは化学重合開始剤を取り込み、デュアルキュアタイプに変化。硬化が促進されます。



余剰セメントの除去が容易

重合開始剤のバランスを最適化したことで、2~3秒の光照射でも固まりすぎず、一塊での除去が可能になりました。



3M独自のシリンジデザイン& マイクロミキシングチップを採用

従来品^{※2}と同等回数以上使用可能

持ちやすい形状で、吐出量のコントロールが容易

ミキシングチップに残るペースト量を従来品^{※2}と比べて80%削減

“セルフシーリング”機能により、使用後のミキシングチップを外して保管可能

エンド用延長チップで根管にも



チップを外した状態
内蔵の弁が閉じている



チップをつけた状態
内蔵の弁が開き、ペーストを吐出可能

※2. リライエックス™ アルティメット レジン セメント

リライエックス™ ユニバーサル レジン セメント

トライアル&ダブルパック キャンペーン

キャンペーン期間：2021年8月23日(月)～10月29日(金)



トライアル キャンペーン

初めてご使用になる方



+



ユニドース
×10本

内容

- ・シリンジ(3.4g)×1本
- ・マイクロミキシングチップ×20本
- ・エンド用延長チップ×5本
- ・スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブ ユニドースタイプ×10本

製品番号

- 56971UD (トランスルーセント)
- 56972UD (A1 ユニバーサル)
- 56973UD (A3 オペーク)
- 56974UD (ホホワイトオペーク)

キャンペーン希望医院価格

14,000円

ダブルパック キャンペーン

既にご使用の方



+



マイクロミキシングチップ
×30本増量

内容

- ・シリンジ(3.4g)×2本
- ・マイクロミキシングチップ×40本
- ・エンド用延長チップ×10本
- ・マイクロミキシングチップ×30本

製品番号

- 56971WSP(トランスルーセント)
- 56972WSP(A1 ユニバーサル)
- 56973WSP(A3 オペーク)

キャンペーン希望医院価格

25,200円

アンケートにご協力
いただいた方に

“3M™ セメント マニュアル” をプレゼント

リライエックス™ ユニバーサル レジン セメント キャンペーン品に同梱のアンケートにご協力いただいた方への謝礼として、“3M™ セメント マニュアル” をプレゼントいたします。著名な先生方による臨床活用例などをご紹介します。



販売名：スコッチボンドユニバーサル プラス アドヒーシブ 認証番号：302AKBZX00043000 / 販売名：リライエックスユニバーサル レジン セメント 認証番号：302AKBZX00044000
販売名：リライエックスアルティメットレジンセメント 認証番号：225AKBZX00136000

スリーエム ジャパン株式会社 歯科用製品事業部 [Web 3M 歯科](https://www.3mcompany.jp/dental)

※掲載の内容、およびキャンペーン希望医院価格は、2021年7月現在のものです。キャンペーン希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。
※キャンペーン品は、数量限定となっております。予定数量に達した場合は、期間中でも終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

3M、スコッチボンド、リライエックス、Vitrebondは、3M社の商標です。 Please Recycle. Printed in Japan. © 3M 2021. All Rights Reserved. DEN-1754-AJ (0721100) PN/e.

3M コールセンター
☎0120-332-329

※受付時間/9:00～17:00 月～金 (土・日・祝を除く)