

3M Science.
Applied to Life.™



3M Test:

Découvrez l'assortiment des capuchons désinfectants 3M™ CuroS™ dans votre hôpital et testez vous-même!

Un capuchon approprié pour toute connexion de cathéter!

3M™ CuroS™ capuchons désinfectants pour une prévention simple et efficace des infections sanguines intraluminales.

L'utilisation systématique de capuchons désinfectants 3M CuroS est synonyme de réduction des infections sanguines intraluminales. Les capuchons désinfectants sont une excellente barrière contre des contaminations intraluminales et représentent une simplification précieuse des processus ainsi qu'un énorme gain de temps pour le personnel soignant.

3M
CURO S™
Capuchons désinfectants

La gamme complète des capuchons désinfectants Curos

- Désinfection en 1 minute par l'alcool isopropylique (IPA) à 70%
- Simplement presser et tourner
- Barrière physique contre la contamination pendant une durée allant jusqu'à 7 jours, si le capuchon n'est pas retiré
- Code couleur visible pour le contrôle visuel
- Fabriqué sans phtalate (DEHP)
- Usage unique
- Forme posologique pratique sur bandelettes



3M™ Curos™ NFC

Capuchons désinfectants pour systèmes de connexion sans aiguille

Convient pour tous les systèmes de connexion courants sans aiguille.

Présentation

- Sous emballage individuel, en boîtes de 270 capuchons
- Bandelettes de 10 capuchons, à fixer aux potences de perfusion, au lit du patient ; 25 bandelettes par boîte



3M™ Curos™ Stopper

Capuchons désinfectants pour raccords Luer-lock femelles ouverts

A n'utiliser que pour les raccords Luer-lock femelles ouverts, tels que les raccords de cathéters et les robinets à 3 voies

Disponibles en bleu pétrole et rouge, pour garantir un codage couleur clair.

Présentation

- Sous emballage individuel, en boîtes de 270 capuchons (pétrole ou rouge)
- Bandelettes de 5 capuchons, à fixer aux potences de perfusion, près du lit du patient ; 50 bandelettes par boîte (pétrole uniquement)



3M™ Curos™ Tips

Capuchons désinfectants pour raccords Luer mâles

Pour protéger les raccords Luer mâles, par exemple à l'extrémité distale d'une tubulure de perfusion.

Répartition optimale de l'alcool

Le design unique empêche une pénétration d'alcool excessive, tandis qu'une quantité suffisante d'alcool se trouve là où elle est nécessaire, à savoir sur le raccord Luer mâle externe exposé.

Présentation

- Bandelettes de 5 capuchons ; 40 bandelettes par boîte

Références de commande

Référence	Produit	Unité/carton*	Pharma-code	MiGeL	CNK
3M™ Curos™ Stopper capuchons désinfectants pour raccords Luer-lock femelles ouverts					
CSV1-270R	3M™ Curos™ Stopper capuchon désinfectant pétrole – capuchon individuel	2.160 capuchons individuels par carton : 270 pcs/boîte, 8 boîtes/carton	7146178	15.13.01.00.1	**
CSV5-250R	3M™ Curos™ Stopper capuchon désinfectant pétrole – bandelette	2.000 capuchons sur bandelette par carton : 5 pcs/ bandelette, 50 bandelettes/boîte, 8 boîtes/carton	7146184	15.13.01.00.1	**
CSA1-270R	3M™ Curos™ Stopper capuchon désinfectant rouge – capuchon individuel	2.160 capuchons individuels par carton : 270 pcs/boîte, 8 boîtes/carton	7742040	15.13.01.00.1	**
3M™ Curos™ NFC capuchons désinfectants pour systèmes de connexion sans aiguille					
CFF1-270R	3M™ Curos™ NFC capuchon désinfectant vert clair – capuchon individuel	2.700 capuchons individuels par carton : 270 pcs/boîte, 10 boîtes/carton	7132638	15.13.01.00.1	**
CFF10-250R	3M™ Curos™ NFC capuchon désinfectant vert clair – bandelettes	2.500 capuchons sur bandelette par carton : 10 pcs/bandelette, 25 bandelettes/boîte, 10 boîtes/carton	7132644	15.13.01.00.1	**
3M™ Curos™ Tips capuchons désinfectants pour raccords Luer mâles					
CM5-200R	3M™ Curos™ Tips capuchon désinfectant vert clair – bandelettes	2.000 Tips par carton : 40 bandelettes à 5 Tips/boîte, 10 boîtes/carton	7742041	15.13.01.00.1	**

* vendu uniquement en cartons ** pas de pharmacode mais disponible au Benelux



3M Belgium BVBA/SPRL | Hermeslaan 7 | 1831 Diegem | 3mmedical.be@mmm.com | www.3Mbelgique.be/medical

3M (Suisse) S.à r.l. | Médecine | Eggstrasse 91 | 8803 Rüschiikon | Innovation.ch@mmm.com | www.3Mschweiz.ch/medicalsolutions

3M et Curos sont des marques déposées ou des marques commerciales de 3M Company. Veuillez recycler après utilisation. © 3M 2021. Tous droits réservés.

ee