

第80回 日本矯正歯科学会学術大会(80th JOS)


第5回 国際会議

開催記念キャンペーン

期間

2021/9/27 (Mon) ~ 2021/11/30 (Tue)

JOS開催記念キャンペーンをご利用される場合は、
最終ページの「JOS開催記念ペーパー用 FAXご注文用紙」をご利用ください。
お電話でご注文される際は、「JOS開催記念キャンペーン」とお申し付けください。



APC™ Flash-Free 接着材つき アプライアンス システム

APC™ Flash-Free
Adhesive Coated Appliance System


短い時間で正確なポジショニングができる ブラケットシステム

ベースに液状の接着材をしみ込ませた不織布ファイバーを貼付



圧着後の余剰接着材を取り除く必要がありません

プレースメント後の余剰接着材の除去が不要です。ボンディングの時間短縮やブラケットの脱落の減少が期待できます。



ボンディング時間の短縮&正確なポジショニング


- 1歯約15秒^{*}で、スピーディーにブラケットのポジショニングが完了。接着材の塗布は不要です。余剰接着材の除去も不要です。ケースから取り出し、圧着するだけ。
- 硬化タイミングのコントロールが容易な光重合タイプです。チェアタイムを減らし、作業効率のアップが期待できます。
- ベースから染み出した接着材を除去する必要がありません。余剰接着材を除去する際に起こりうる、ポジションのズレを低減します。
- ブラケットポジショニング後の位置の微調整も行うことができます。

※"According to... early users, APC Flash-Free Adhesive has shown a 40% reduction in bonding time..." S10659, 03/2013.

低いブラケット脱落率

脱落のリスクが低くなります。液状の接着材が圧接時の歯面とベース間のギャップを減らし、低い脱落率を可能にしました。

接着ブラケット数
(1997個)



脱落数(37個)

ブラケット脱落率調査結果(矯正歯科医42名による評価)

3M Unitek Customer Evaluation Reports, 42 Doctors,
N.America/Australia/Europe, 1997 brackets bonded, 2012-13

3Mのソリューションは、日々多様化する患者様のニーズに応える矯正歯科治療をサポートします。矯正歯科用製品のウェブサイトでは、最新の製品情報に加え、学べるサイトとして動画とインフォメーションを順次掲載してまいります。ぜひご登録ください。

- 3Mのテクノロジーをベースとした製品情報
- ユーザーの先生方の診療スタイルをご紹介するインタビューシリーズ
- 矯正歯科に特化した“接着”を学ぶ動画 他

<http://go.3M.com/Ortho.jp>



3M™ クリアティ™ ウルトラ セルフ ライゲーティング ブラケット



“機能性”と“審美性”の融合

効果的かつ効率的な治療を可能にする新たなパッシブセルフライゲーティングブラケットです。

粒子が細かい セラミック素材

透明で汚れにくい素材です。
審美的で、強度もあります。

インジェクション モールドで成型

丸みを帯びたスムーズな表面で、
口腔内の違和感を軽減。

3M独自のTie ウィング

必要な時、簡単に結紮をすることができます。

幅広いセラミックドア

近遠心の幅が広いドアのため、歯牙の
ローテーションコントロールをサポート。
クリック音が鳴るため、“ドアが閉じたこ
と”を確認しやすい設計です。



より良い歯牙のコントロール

必要時には、 結紮をしてアクティブに

3M独自の深いTie ウィングにより、
簡単に結紮をすることができます。



ローテーション コントロールが容易

近遠心の幅が広いドアにより、
ローテーションコントロールが効きやすい
デザインです。



ストレスなく適切なポジショニング

リファレンスマーカー によるアシスト

リファレンスマーカーが、
ポジショニングのアシストをします。



APC™ Flash-Free 接着材つき アプライアンス システムのテクノロジーを採用



APC™ Flash-Freeテクノロジーにより、余剰接着材の除去が不要。簡単、
正確なポジショニングにより、ストレスなく適切なブラケットボンディ
ングが可能です。



ディボンディングも簡便

専用のプライヤーを使用

専用のプライヤーで、簡単にディボンディング。Clarity™ シリーズ
の特徴であるディボンディングの容易さも引き継いでいます。



患者様も満足

審美性が高い

多結晶セラミックを使用。
メタル素材が透けないため、高い審美性を有します。

着色しにくい

細かい粒子のセラミックで製造されているため、
着色しにくく、美しさが治療中も保たれます。

快適な装着感

ロープロファイルなブラケットデザインにより、
装着時の不快感を軽減します。



20%
OFF

クリアティ™ ウльтра セルフ ライゲーティング ブラケット

認証番号:219AKBZX00120000 販売名:クリアティ セラミック ブラケット

“機能性”と“審美性”の融合。

効果的かつ効率的な治療を可能にする
新たなパッシブセルフライゲーティングブラケットです。

- 必要時には、結紮をしてアクティブに
- ローテーションコントロールが容易
- リファレンスマーカーによるアシスト
- APC™ Flash-Free 接着材つき
アプライアンス システムのテクノロジーを採用
- ディボンディングも簡便
- 審美性が高い
- 着色しにくい
- 快適な装着感



製品番号	内容	内容量	希望 医院価格	セール価格
			円	円
4003-XXX	Flash-Free 接着材つき	1箱 (5個入り)	16,900	13,520
003-XXX	接着材なし	1パック (5個入り)	16,000	12,800

25%
OFF

クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット

認証番号:219AKBZX00120000 販売名:クリアティ セラミック ブラケット

MBT™ システム .018
.022

Roth※仕様 .018
.022

ハイトルク仕様 .018
.022

CLARITY™ | ADVANCED
advanced ceramic brackets

- スロットライナーのない審美ブラケット
- ストレス コンセントレーターによるディボンディング
- 咬合干渉を軽減するロープロファイル タイプ



製品番号	内容	内容量	希望 医院価格	セール価格
			円	円
4006-XXX	Flash-Free 接着材つき	1箱 (5個入り)	13,400	10,050
006-XXX	接着材なし	1パック (5個入り)	12,500	9,375

※この仕様は、3M社が決定しているもので、ドクターの承認を得ているものではありません。

25%
OFF

ビクトリー シリーズ™ スーペリア フィット チューブ

認証番号:219AKBZX00174000 販売名:ビクトリー シリーズ チューブ

MBT™ システム .018
.022

Roth※仕様 .018
.022

- フィット性の高いバツカルチューブ
- 持ちやすい“グリップングノッチ”
- 見やすい“近遠心ビジュアルライン”
- 圧着しやすい“ベース面と平行なフラットトップ”
- ベースラインに解剖学的な臼歯の形状を取り入れました。
- ファネル状の近心開口部
- ロープロファイル&フック形状



製品番号	内容	内容量	セール価格
4069-XXX	Flash-Free 接着材つき	1箱 (4個入り)	25%OFF
069-XXX	接着材なし	1パック (5個入り)	25%OFF

※この仕様は、3M社が決定しているもので、ドクターの承認を得ているものではありません。

25%
OFF

DB Orthodontics Limited社製
ixion™ プライヤー

おすすめ
製品

届出番号:13B1X10109000169 販売名:ixion プライヤー / 届出番号:13B1X10109000171 販売名:ixion ブラケットハイト ゲージ
届出番号:13B1X10109000170 販売名:ixion バンドプッシャー / 外国製造業者:DB Orthodontics Ltd 製造販売業者:スリーエム ジャパン イノベーション株式会社

- つや消しサテン仕上げ
- タングステン カーバイト採用(一部製品)
- リンガル専用シリーズをご用意



製品番号	本数	セール価格
940-XXX	まとめて5本注文の場合	25%OFF
	まとめて10本注文の場合	25%OFF

25%
OFF

アーラスティック™ モジュール
S モジュール (歯間分離用)

認証番号:220AKBZX00039000 販売名:アーラスティック モジュール




製品番号	内容	色	内容量	希望 医院価格	セール価格
				円	円
406-081	S1 前歯用(3.6mm)	クリアー	100個入り	2,200	1,650
406-082	S2 白歯用(4.4mm)	クリアー	100個入り	2,200	1,650
406-085	S3 白歯用(5.3mm)	クリアー	100個入り	2,200	1,650
406-084	S2 白歯用(4.4mm)	ブルー	100個入り	2,200	1,650
406-086	SX レントゲン不透過性(4.8mm)	ブルー	100個入り	2,500	1,875
406-087	SX レントゲン不透過性(4.8mm)	ブルー	1,000個入り	22,500	16,875

25%
OFF

アーラスチック™ モジュール
イージー・ツー・タイ リガチャー

認証番号:220AKBZX00039000 販売名:アーラスチック モジュール

45°に屈曲したデザインにより結紮が容易に行えます。



製品番号	内容	内容量	希望 医院価格	セール価格
			円	円
406-870	クリアー	100スチック(1000個入り) /バック	8,500	6,375
406-871	グレー		8,500	
406-986	オブスキュア		8,500	

25%
OFF

トランスボンド™ プラス セルフエッチング プライマー

認証番号:219AKBZX00144000
販売名:トランスボンド プラス セルフエッチング プライマー

完全乾燥が不要でエッチングと
プライミングがワンステップで完了



25%
OFF

トランスボンド™ プラス カラーチェンジ 光重合接着材

認証番号:219AKBZX00091000
販売名:トランスボンド プラス カラーチェンジ 光重合接着材

重合すると色が変わる。
親水性光重合 ボンディング システム



APC™ Flash-Free 接着材つき
アプライアンスシステムとの併用
でブラケットのボンディングプロ
セスが更にシンプルに!



製品番号	内容量	希望 医院価格	セール価格
		円	円
712-090	1箱(100本入り)	19,800	14,850
712-091	1箱(20本入り)	5,800	4,350


製品番号	内容	内容量	希望 医院価格	セール価格
			円	円
712-101	シリンジタイプ	シリンジ 2本/パック	14,900	11,175
712-102	カプセルキット	カプセル 25個 ディスペンサーガン1個/キット	27,300	20,475
712-103	シリンジタイプ	シリンジ 4本/パック	26,800	20,100
712-104	カプセルタイプ	カプセル 25個/パック	23,700	17,775
712-105	シリンジタイプ	シリンジ 1本/パック	7,700	5,775

25%
OFF

トランスボンド™ プラス バンド用 光重合接着材

認証番号:220AKBZX00082000
販売名:トランスボンド プラス バンド用光重合接着材

練和不要のバンド用光重合接着材



製品番号	内容	希望 医院価格	セール価格
		円	円
712-080	シリンジ 5本 ディスポーザブル チップ 50個/キット	29,500	22,125

25%
OFF

トランスボンド™ シュープリーム LV 光重合接着材

認証番号:220AKBZX00152000
販売名:トランスボンド シュープリーム LV 光重合接着材

インダイレクトボンディングに適した低粘度の光重合接着材



製品番号	内容	内容量	希望 医院価格	セール価格
			円	円
712-046	シリンジキット	2本入り ディスポーザブルチップ 20個	8,300	6,225

**25%
OFF**

ユニテック™ ワイヤーシリーズ

認証番号:219AKBZX00131000
販売名:ニッケルチタン ワイヤー

認証番号:219AKBZX00194000
販売名:ステンレススチール ワイヤー


認証番号:220AKBZX00038000
販売名:ベータ III チタン アーチワイヤー

ユニテック™ ニッケルチタン ワイヤー



- 1977年に日本で初めて発売された
ニッケルチタン ワイヤー

ステンレススチール アーチワイヤー ステンレススチール ストレートワイヤー (ツイスト、マルチストランド ワイヤーを除く)



- 多彩なラインナップを持つ、展性と
弾性のバランスがとれたワイヤー

ユニテック™ ベータ III チタン アーチワイヤー



- トルクコントロール、
ワイヤーベンディングに適した
チタンモリブデン ワイヤー
- スライディングメカニクスに適した
滑沢な表面処理

**25%
OFF**

ユニテック™ チューブ・バンドシリーズ

認証番号:219AKBZX00174000 販売名:ビクトリー シリーズ チューブ
認証番号:219AKBZX00143000 販売名:バンド
認証番号:220AKBZX00054000 販売名:プリウエルド バンド

ビクトリー シリーズ™ チューブ



ビクトリー シリーズ™ バンド




ユニテック™ プリウエルド バンド



**25%
OFF**

プリフォームド リガチャー ワイヤー

認証番号:220AKBZX00023000 販売名:リガチャー ワイヤー



製品番号	製造番号	内容		内容量	希望 医院価格	セール価格
		(inch)	(mm)		円	円
390-080	Yellow	.008	(.20)	1,000本 /パック	5,000	3,750
390-090	Green	.009	(.23)			
390-100	Blue	.010	(.25)			
390-110	Pink	.011	(.28)			
390-120	Black	.012	(.30)			
390-140	Red	.014	(.36)			

**25%
OFF**

エラスチック

認証番号:220AKBZX00025000 販売名:エラスチック

色分けされた文字と図形により
容易に識別ができます。



**25%
OFF**

リテーナーボックス



製品番号	内容量	サイズ	希望 医院価格	セール価格
			円	円
404-XXX	1/パック	1/8inch~3/8inch	7,410	5,558
	(100個×30袋入り)	5/8inch~	15,300	11,475

製品番号	内容	内容量	希望 医院価格	セール価格
			円	円
450-XXX	各色	10 個入り	3,690	2,768

JOS開催記念キャンペーン用 FAXご注文用紙

ご注文の際は、コピーしてお使いください。

貴医院名	※必ずご記入ください。	TEL	※必ずご記入ください。
ご注文者名	※必ずご記入ください。	FAX	
メールアドレス	※必ずご記入ください。		

	製品番号	数量	備考
記入例	0 0 6 - 3 0 1	1	クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット
	※製品番号は、ハイフンも含めてご記入ください。		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文の処理目的およびユニテック製品部取り扱い製品・催し物に関する情報の提供・アンケートのお願いの目的で利用させていただきます。

※お取引条件 URL : https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/orthodontics-jp/resources/condition/

 **FAX.0120-406-084**

【お客様通信欄】 ご意見ご要望をお聞かせください。

※本カタログは2021年8月現在の製品、認証番号、届出番号、希望医院価格を掲載しております（価格に消費税は含まれていません）。

※製品内容、価格等は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「添付文書」をお読みください。
- お取引条件を必ずご確認のうえご注文をお願いいたします。
- 本カタログの3M、Unitek、Clarity、APC、MBT、ユニテック、クリアティ、ビクトリー シリーズ、トランスボンド、アールスチックは、3M社の商標です。
ixionは、DB Orthodontics Ltd の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社

ユニテック製品部

<http://go.3M.com/orthodontics>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.
UTK-286-A(0821)e.

当製品部取扱製品のお問い合わせは

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0120-296-303**

※受付時間／9:00～17:30 月～金（土日祝を除く）