





2023年3M™ Littmann®聽診器產品目錄

美國原裝 進口 Made in U.S.A 	Cardiology		Classic			Basic	Teach
	Master Cardiology	Cardiology IV	Master Classic II (已停產)	Classic III	Classic II Pediatric and Infant	Lightweight II	Teaching
	心臟科 精密型	心臟科 第四代	大師級 (已停產)	一般型 第三代	嬰幼兒型	輕巧型 第二代	教學型 (已停產)
聽頭設計							
	單面聽頭	雙面聽頭	單面聽頭	雙面聽頭	雙面聽頭	雙面聽頭	雙面聽頭/雙耳件
Y管設計	雙Y管	雙Y管	單Y管	單Y管	單Y管	單Y管	單Y管
懸浮(振)膜	單面懸浮膜	雙面、 環膜合一減壓懸 浮膜	單面懸浮膜	雙面、 環膜合一減壓懸 浮膜	薄膜	單面懸浮膜	單面懸浮膜
耳竇、下環、薄 膜保固年限	7年	7年	3年	5年	3年	2年	2年
Y管 保固年限	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年
Y管長度	27吋	27吋	27吋	27吋	28吋	28吋	40吋
重量	185克	177克	155克	150克	90克、105克	118克	544克

2023年新款電商通路限定上市！NEW MODEL ON EC

心臟科精密型 Master Cardiology™

基本顏色款

建議售價：\$11,550

2161



心臟科第四代 Cardiology IV™

高光限定款

建議售價：\$10,800

6240



一般型第三代 Classic III™

特殊設計款

建議售價：\$4,900

5959



TUBE	CHESTPIECE	STEM	HEADSET
Blue	Blue	Black	Black

5962



TUBE	CHESTPIECE	STEM	HEADSET
Pink	Pink	Black	Black



5960

心臟科聽診器 Master Cardiology™ Stethoscope

心臟科精密型 Master Cardiology™

基本顏色款

建議售價：\$10,395

特殊設計款

建議售價：\$11,550



心臟科第四代 Cardiology IV™

基本顏色款

建議售價：\$9,775

特殊設計款

建議售價：\$10,925

高光限定款

建議售價：\$10,800



圖例說明：

TUBE	CHESTPIECE	STEM	HEADSET
Y管	聽頭	金屬桿	耳管

一般型聽診器 Classic Stethoscope

幼兒型 Classic II Pediatric™

基本顏色款

建議售價：\$4,515

特殊設計款

建議售價：\$4,635

2113



2113R



2153



2119



2122



嬰兒型 Classic II Infant™

基本顏色款

建議售價：\$4,515

特殊設計款

建議售價：\$4,635

2114



2114R



2157



2124



輕巧型聽診器 Lightweight

輕巧型 Lightweight II S.E.™

基本顏色款

建議售價：\$2,625

2450



2451



2452



2454



2456



教學型

Teaching

基本顏色款

2138



聽診器零配件 Spare Parts

配件套裝 Spare Part Kit

耳竇配件組 (大/小)
建議售價：\$700

心臟科精密型配件組
建議售價：\$950

心臟科第四代/一般
型第三代配件組
建議售價：\$950

大師級配件組
建議售價：\$950

嬰幼兒配件組
建議售價：\$500

輕巧型配件組
建議售價：\$950

40001 (黑色)



40011 (黑色)



40016 (黑色)



40022 (黑色)



已停產

40012
(幼兒型/黑色)



40020 (黑色)



40002 (灰色)



40018 (灰色)



40017 (灰色)



40023 (灰色)



40013
(嬰兒型/黑色)



40021 (棕色)



Y管 Binaural / 其他配件 Other Spart Parts

心臟科雙Y管
建議售價：\$5,000

一般型單Y管
建議售價：\$2,250

輕巧型單Y管
建議售價：\$1,250

嬰幼兒型上環(36546/36547)
建議售價：\$800