

Oplossingen afgestemd op uw behoeften.



Niet op ware grootte en schaal weergegeven.



Nu verkrijgbaar! De 3M™ Attest™ Mini Dual Auto-Reader.



3M™ Attest™ Dual Auto-Reader System 490 en Mini Dual Auto-Reader 490M

Lees het resultaat al na slechts 24 minuten voor zowel stoom als waterstofperoxide sterilisatie (VH2O2) in één incubator.* 3M biedt nu dual auto-readers in twee formaten om aan de behoeften en het budget van uw instelling te voldoen.



Verhoog het gebruiksgemak.

Plaats een Attest 1491 of 1492V (voor stoom) of 1295 (voor VH2O2) BI tegelijkertijd in een koker van de incubator.



Verhoog de zorgstandaard.

Help patiënten te beschermen tegen het risico op infectie bij elke ladingscontrole. Met snelle BI-resultaten van 24 minuten. Het is mogelijk.



Verbonden zijn.

Maak verbinding met 3M-product apps om realtime BI- resultaten te krijgen en snel gegevens in het traceersysteem van uw instelling te integreren.

Innovatie waarop u kunt vertrouwen



3M is een leider in snelle, zelfstandige BI-technologie voor stoom, waterstofperoxide sterilisatie en ethyleenoxide.

850+
miljoen
ladingen
gecontroleerd



*Bij gebruik van 3M™ Attest™ Auto-Reader 490 of 490H met softwareversie 4.2.7 of hoger.

Maximaliseren van ruimte en betaalbaarheid.

Met de 3M™ Attest™ Dual Auto-Reader formaat opties kunt u de praktijk in meerdere faciliteiten standaardiseren voor efficiëntie en eenvoudiger voor training.

Onze dual auto readers zijn compatibel met de volgende 3M™ Attest™ biologische indicatoren :

- ▶ 1491 Stoom*
- ▶ 1492V Stoom*
- ▶ 1295 VH2O2*



STEAM	VH2O2	Catalogus-nummer	Product	Beschrijving	Verpakking	Verzenden
		490	3M™ Attest™ Dual Auto-Reader	22.2(W) x 8.25(H) x 22.2(D) cm	1 eenheid/ doos	1 doos/ omdoos
		490M	3M™ Attest™ Mini Dual Auto-Reader	15.5(W) x 8.25(H) x 5.25(D) cm	1 eenheid/ doos	1 doos/ omdoos
STEAM		41482V	3M™ Attest™ Supersnel 5 Stoom-Plus Challenge pakket	Dynamische luchtverwijdering (Prevacuüm en SFPP) : 135 °C (275 °F) 3 min.	24 stuks/ doos	1 doos/ omdoos
		1491	3M™ Attest™ biologische indicator met supersnelle uitlezing	Zwaartekracht: 135 °C (275 °F) 3 min. en 10 min.	50 stuks/ doos	4 dozen/ omdoos
		1492V	3M™ Attest™ biologische indicator met supersnelle uitlezing	Dynamische luchtverwijdering (Prevacuüm en SFPP) : 135 °C (275 °F) 3 min.	50 stuks/ doos	4 dozen/ omdoos
	VH2O2	1295	3M™ Attest™ biologische indicator met snelle uitlezing	Waterstofperoxide sterilisatie (VH2O2)	30 stuks/ zakje	4 zakjes/ omdoos

Samen kunnen we de standaard van patiëntenzorg verhogen.

Neem voor meer informatie contact op met uw 3M product specialist of ga naar go.3M.com/sterilization.

3M Nederland B.V.
Health Care
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Tel +31 15 782 2333
3m_email_healthcare_nl@mmm.com
www.3mnederland.nl/medical

3M Belgium BVBA/SPRL
Health Care
Hermeslaan 7
1831 Diegem
3m_email_healthcare_be@mmm.com
www.3Mbelgie.be/medical

*Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen die bij de biologische indicator worden meegeleverd Gebruiksaanwijzing. De gebruiksaanwijzingen moeten in overeenstemming zijn met de te controleren sterilisatiecyclus.

© 3M 2021. Alle rechten voorbehouden. 3M en Attest zijn handelsmerken van 3M Company. OMG57577.

