



3M

Bair Hugger™ 

Temperature Management

Il calore che puoi indossare.

Una soluzione efficace per il riscaldamento del paziente, con strato isolante 3M™ Thinsulate™.

MADE WITH

3M

THINSULATE™

INSULATION

Comfort rassicurante e calore

Una singola soluzione studiata per l'intero percorso perioperatorio del paziente.

Questo camice innovativo fornisce una soluzione di riscaldamento del paziente semplice da usare, utilizzabile nella maggior parte degli interventi e procedure. Fornisce un rapido trasferimento di calore per un riscaldamento pre-induzione efficace. È stato dimostrato che un efficace riscaldamento ad aria forzata, incluso il riscaldamento preoperatorio e intraoperatorio, riduce le complicanze legate all'ipotermia.

Risparmio di tempo

Fornisce un più rapido trasferimento di calore¹ rispetto alla coperta riscaldante per la parte inferiore del corpo 3M™ Bair Hugger™ senza isolante.

Aiuta a mantenere il calore.

Sfrutta il potere isolante di 3M™ Thinsulate™ per mantenere il calore accumulato e ridurre la perdita di calore anche quando il riscaldamento attivo non è possibile, come durante il trasporto del paziente o la risonanza magnetica¹.

¹Deve essere scollegato dall'unità di riscaldamento ad aria forzata


Il mantenimento della normotermia può aiutare a ridurre il rischio.

La differenza tra un outcome positivo e uno con complicanze può essere una questione di gradi. Gli effetti potenzialmente avversi dell'ipotermia perioperatoria, anche lieve, intesa come temperatura corporea centrale inferiore a 36,0°C²⁻⁵, sono numerosi e ben documentati.

Il camice riscaldante universale 3M™ Bair Hugger™ realizzato con Thinsulate™ è studiato per fornire un livello elevato di trasferimento di calore per un efficace riscaldamento pre-induzione. Sfrutta il potere isolante di 3M™ Thinsulate™ per mantenere il calore accumulato e ridurre la perdita di calore anche quando il riscaldamento attivo non è possibile, come durante il trasporto di un paziente o un MRI.

Il riscaldamento durante tutto il processo chirurgico può fare una grande differenza per i pazienti.

La sottile e leggera tecnologia di isolamento sintetica di 3M™ Thinsulate™ riscalda i pazienti da oltre 30 anni.



Aiuta a mantenere la dignità del paziente³

Il camice avvolgente mantiene la dignità del paziente e copre il corpo.



Accumulo di calore con il pre-riscaldamento.

Iniziare il pre-riscaldamento del paziente usando l'attacco del tubo nel camice. Il pre-riscaldamento può avere un impatto positivo significativo sui tassi di normotermia del paziente.



Flessibile durante la procedura

Nella manica del camice è inclusa una coperta per la parte superiore del corpo, che permette il semplice passaggio al riscaldamento ad aria forzata intraoperatorio.



Versatile in sala operatoria

Può essere indossato durante la maggior parte degli interventi e procedure per aiutare a mantenere il calore in fase intraoperatoria in sinergia con la coperta Bair Hugger inclusa.

3M™ Bair Hugger™ Camice riscaldante universale realizzato con isolante Thinsulate™ Guida alle opzioni



Prodotto	Numero parte	Dimensioni	Pezzi
3M™ Bair Hugger™ Camice riscaldante universale realizzato con isolante Thinsulate™	81105	Piccolo – 44 in (11,76cm) di lunghezza 55 in (139,7cm) di portata	20/confezione
	81106	Standard – 51 in (129,54cm) di lunghezza 64 in (162,56cm) di portata	20/confezione
	81107	X-Large – 51 in (129,54cm) di lunghezza 122 in (309,8cm) di portata	20/confezione

1 trasferimento di calore istantaneo, temperatura fissa della cute. A confronto con la coperta per parte inferiore del corpo 3M™ Bair Hugger™, Modello 52500. Dati in archivio.

2 Sessler DI. Current concepts: Mild Perioperative Hypothermia. New Engl J Med. 1997; 336(24):1730-1737.

3 In una sperimentazione clinica, tutti i partecipanti hanno dichiarato che il camice preserva la dignità del paziente. N=28. Dati 3M in archivio. EM-05-014890.



3M Italia srl
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Italia
Email: 3Msicurezza@mmm.com
www.3Msicurezza.it

3M Ireland Limited
The Iveagh Building
The Park, Carrickmines
D18 X015
Irlanda
+353 (0)1 280 3555

**Avvolgili nel calore
su [3M.com.uk/normothermia](https://www.3m.com.uk/normothermia)**

3M, Bair Hugger, Thinsulate e gli altri marchi presenti sono marchi e/o marchi registrati. È proibito l'uso non autorizzato. Si prega di riciclare. Stampato negli USA. © 3M 2021. Tutti i diritti riservati. GL_ENG_70-2011-8162-8