

**3M****Tegaderm™**

Wound Care Solutions



## 3M™ Tegaderm™ High Performance opatrunki piankowe

3M™ Tegaderm™ High Performance opatrunki piankowe są zaprojektowane tak, aby sprostać wyzwaniom związanym z ranami od małego do dużego wysięku. Dostępne z klejem i bez, opatrunki integrują innowacyjne funkcje i technologię, aby pomóc utrzymać optymalne środowisko gojenia się rany.



# 3M™ Tegaderm™ High Performance opatrunki piankowe

## Główne cechy



Innowacyjna technologia warstwowa pochłania i odparowuje wilgoć



Unikalna wielowarstwowa konstrukcja zapewnia wysoką chłonność i oddychalność, co zmniejsza ryzyko maceracji



Dostosowuje się do zmieniającego się poziomu wysięku, aby utrzymać równowagę nawilżenia dla optymalnego gojenia się ran



Foliowa warstwa zapobiega przebijaniu i chroni przed zewnętrznymi wirusami\*

### Idealny dla terapii uciskowej

#### Przylepny



**3M™ Tegaderm™ Opatrunek piankowy z klejem silikonowym bez obrzeża**

Dzięki delikatnemu klejowi, który utrzymuje opatrunek bezpiecznie na miejscu, oraz wielu warstwom, które pochłaniają wilgoć, zapewniając jednocześnie dodatkową wyściółkę, opatrunki te można łatwo przyciąć do niestandardowego kształtu lub rozmiaru lub stosować przy terapii uciskowej.

#### Nieprzylepny



**3M™ Tegaderm™ High Performance opatrunki piankowe**

Dzięki wielu warstwom, które pochłaniają wilgoć, zapewniając jednocześnie dodatkową wyściółkę, opatrunki te można łatwo przyciąć do niestandardowego kształtu lub rozmiaru lub stosować pod ścisłaniem, gdy przyczepność (nawet delikatne przyleganie) nie jest potrzebne.

### Zalecane zastosowania

- ▶ Leczenie ran o częściowej lub pełnej grubości od małego do dużego wysięku
- ▶ Leczenie owrzodzeń żylnych kończyn dolnych
- ▶ Z terapią uciskową

### Informacje dotyczące zamówienia

Nr kat.	Wymiary	Szt./pudełko	Pudełka/karton
90601	10 cm x 10 cm	10	4
90602	10 cm x 20 cm	5	6
90603	20 cm x 20 cm	5	6



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem medycznym 3M lub odwiedź stronę **3M.pl**.



3M Poland Sp. z o.o.  
Dział medyczny  
Al. Katowicka 117  
05-830 Nadarzyn, Kąkietany

\*Testy *in vitro* wykazały, że przezroczysta folia zapewnia barierę wirusową przed wirusami o średnicy 27 nm lub większej, podczas gdy opatrunek pozostaje nienaruszony i nie przecieka.

3M i Tegaderm są zarejestrowanymi znakami towarowymi 3M. Należy poddać recyklingowi.  
Wydrukowano w USA. © 3M 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. 70-2011-7816-0  
12.2021