

3M滅菌檢測產品一覽

生物指示劑

目錄編號	產品	說明	包裝
490M	 3M™ Attest™ 24分鐘快速生物指示劑 自動閱讀器	15.5 (寬) x 8.25 (高) x 5.25 (深) cm	1套/盒
1492V	 3M™ Attest™ 24分鐘快速生物指示劑 (高壓蒸汽爐專用)	適用於以下滅菌程序： 132°C (270°F) 3分鐘和4分鐘 135°C (275°F) 3分鐘	50支/盒

化學指示物

目錄編號	產品	說明	包裝
1243A	 全新設計 3M™ 化學指示卡 Type 5 (高壓蒸汽爐專用)	5.1 x 1.9 cm (2" x 3/4")	500片/袋
00135LF	 3M™ Comply™ Bowie-Dick 測試包 (高壓蒸汽抽真空爐專用)	適用於： 132°C - 134°C (270°F - 273°F)	30包/盒
1355-18mm	 3M™ 1355 包外指示膠帶 (高壓蒸汽爐及 即棄包裝紙專用)	18 mm x 55 M (3/4" x 60碼)	1卷/包

3M

3M香港有限公司
香港九龍九龍灣宏泰道23號
Manhattan Place 38樓
電話：2806 6111
傳真：2807 1308
網址：www.3M.com.hk

☐ 本人不願意接受3M公司日後之產品資料及優惠推廣。

3M 科技
改善生活™

1	POSTAGE PAID HONG KONG CHINA 中國香港 郵資已付	PERMIT NO. 特許編號 02562
---	--	-----------------------------

備好滅菌監測紀錄 達成診所牌照要求*

3M™ Attest™ 490M
Mini Auto-reader System
新一代生物監測



醫院級
感染控制



*請參閱第633章《私營醫療機構條例》牌照申請資料：www.orphf.gov.hk/

定期滅菌監測 確保病人安全

您的消毒爐安全可靠嗎？

為防範交叉感染的風險，一般建議醫療器材必先經過滅菌處理，以確保病人安全。然而消毒爐的滅菌成效都會受多個因素影響，例如：

- 有沒有選擇正確的滅菌時間及溫度？
 - 有沒有超出負荷？
 - 有沒有中途故障？
 - 有沒有冷空氣滲入？是否足夠真空？
- 蒸氣品質是否達到滅菌效果？

根據世界衛生組織建議¹，凡經滅菌處理的醫療器材都必須進行以下監測程序：

- **生物指示劑**
(至少每天一次)
- **化學指示卡**
(每一個包裝)
- **物理指示物**
(每一次滅菌程序)


1. World Health Organization. Decontamination and Reprocessing of Medical Devices for Health-care Facilities. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250232/9789241549851-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Published 2016. Accessed August 30, 2018

香港診所經營新條例及牌照條件

衛生署早於2021年1月已經實施新條例*及頒布實務守則：

所有重複使用的醫療器材都要經過滅菌處理，日間醫療中心例如診所、牙齒診所等，都要定期進行滅菌監測、檢查及保養設備，並提供紀錄證明

若您正使用消毒爐，申請牌照或須提交**生物指示劑**、**化學指示卡**等滅菌監測紀錄
(參考文件：PHF 25 日間醫療中心牌照申請報告 (A – 一般資料))




*第633章《私營醫療機構條例》
有關詳情請參閱：



化學指示卡(CI)

生物指示劑(BI)



新一代生物指示劑自動閱讀器

採用與大型醫院消毒供應中心相同的專業滅菌安全保障技術，有助為病人降低手術感染風險，提升診所服務品質。



操作簡單

只須簡單幾個步驟便可進行；採用電子數字介面，檢測結果一覽無遺。



確保病人安全

僅需24分鐘即可獲得生物指示劑檢測結果，減低提前放行所引發的手術感染風險。



可接駁電腦

可儲存+1000條培養紀錄；並可接駁電腦，將數據備份，方便隨時查閱及監察



包外指示膠帶



化學指示卡

全新設計
閱讀更容易！

生物指示劑

更多滅菌監測資訊，
即到3M滅菌知識小教室 ▶

