

3M**Littmann®**
Stethoscopes

Esittelyssä:
**Uusi,
selkeä
äänentoisto.**



**Arvioi ja diagnosoi potilaat luotettavasti
3M™ Littmann® CORE Digitaalisen stetoskoopin avulla.**

Esittelyssä edistyksellisin stetoskooppimme koskaan. Kaikki edistykselliset Littmann-stetoskooppien edut – huippuluokan akustiikka, mukavuus ja korkea laatu, jopa 40-kertainen vahvistus (huipputaajuudella, verrattuna analogiseen toimintatilaan), vastamelutoiminto ja ääniaaltojen visualisointi sovelluksessa.

Paranna kuuntelun mukavuutta.



Vie kuuntelukokemus uudelle tasolle.

3M™ Littmann® CORE Digitaalinen stetoskooppi



Kuule paremmin. Paljon paremmin.

Jopa 40-kertainen äänenvahvistus* ja vastamelutoiminto, joka hiljentää tarpeettomat taustääänet.

*40-kertainen äänenvahvistus perustuu analogisen kuuntelun ja elektronisesti vahvistetun kuuntelun vertailuun suurimmalla äänenvoimakkuudella ja huipputaajuudella (125 Hz).

Mukauta kuuntelukokemuksesi.

Vaihda nopeasti analogisen ja vahvistetun kuuntelutilan välillä ja käytä säätöviä kuuntelualvoja kaksipuolisen rintakappaleen molemmilla puolilla, jotta korkeat ja matalat äänet erottuvat selvästi.

Kuule pienimmätkin yksityiskohdat digitaalisen tekniikan avulla.

Yhdistettävissä Eko-ohjelmistoon sydänpääntäytysten reaaliaikaista tarkastelua varten. Voit myös käyttää tekoälyä apuna sydämen sivuäänien tunnistamiseksi. (Edellyttää palvelun tilausta**. Lisätietoja: ekohealth.com/ai)

Päivitä kuuntelukokemus paremmaksi kuin koskaan: www.littmann.fi

Mukavuutta. Itsevarmuutta.

Korvakappaleet sopivat tiiviisti ja miellyttävästi taaten erinomaisen akustisen tiiviyn ja mukavan istuvuuden.

Paranna tuottavuutta.

Kaappaa


Tallenna 15, 30, 60 tai 120 sekunnin pituisia tallenteita suojattuun käyttöliittymään ja lisää tallenteisiin merkintöjä.

Analysoi

Luo oma kirjasto tallennetuille sydänpääntäytysille, valvo sen avulla sairauden etenemistä ja käytä tallenteita opetustarkoituksiin.

Jaa

Pyydä kollegaa tutustumaan tallenteeseen tietoturvalisenssillä.



Älylaite ei kuulu toimitukseen.

**Saatavilla vain Yhdysvalloissa



Kuuntele ensin.

Suomen 3M Oy
Keilaniementie 1
FI-02150 Espoo

1-800-228-3957 | www.littmann.fi

©2020 3M. Kaikki oikeudet pidätetään. 3M, Littmann, Littmann L-logo, L-kirjain ja Cardiology IV ovat 3M:n tuotemerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Luvaton käyttö kielletty. Käytetään luvanvaraisesti Kanadassa.

Eko-tavaramerkit, mukaan lukien CORE, ovat Eko Devices Inc.:n suojaamia.

70-2011-8018-2