



Dermatac™
Film Adhésif

Un mélange innovant pour offrir une meilleure cicatrisation

Application aisée : s'adapte à différents sites anatomiques et peut être repositionné lors de la mise en place initiale.

Protection de la cicatrisation : maintient une étanchéité hautement efficace pour la pression négative.

Retrait en douceur : le retrait non agressif pour la peau favorise une cicatrisation optimale et le bien-être du patient.

Spécifications

Dimensions du film adhésif :

- 24,9 cm x 21 cm
(dimensions globales avec les languettes de manipulation)
- 19,7 cm x 21 cm
(après le retrait des languettes de manipulation)

Conditions environnementales/de stockage :

- Stocker à température ambiante

Dimensions de l'emballage :

- Film adhésif DERMATACMC, paquet de
10, 32,07 cm x 26,35 cm x 5,08 cm (12,63 po x 10,38 po x 2 po)

Film adhésif DERMATAC^{MC} avec pansements GRANUFOAM^{MC} :

- Paquets de 10 : 30,28 cm x 32,99 cm x 53,59 cm
(11,92 po x 12,99 po x 21,10 po)



Détails du produit	Film(s) adhésif(s) inclus – par kit	Référence
Film adhésif uniquement		
Film adhésif uniquement	10	DTAC10LDP
Pansements GRANUFOAM^{MC}		
Film adhésif DERMATACMC avec pansement GRANUFOAMMC – Petit, paquet de 10	1	DTGF10PKS
Film adhésif DERMATACMC avec pansement GRANUFOAMMC – Moyen, paquet de 10	1	DTGF10PKM
Film adhésif DERMATACMC avec pansement GRANUFOAMMC – Grand, paquet de 10	2	DTGF10PKL

Pour en savoir plus, vous pouvez, communiquer avec votre représentant local; visiter le site www.3M.ca/connect-fr; appeler au 1-800-668-5403.

Remarque : ces produits et thérapies sont associés à des indications spécifiques, des contre-indications, des avertissements, des précautions et des renseignements de sécurité. Veuillez consulter un clinicien et les instructions d'utilisation du produit avant l'application. Ce document est destiné aux professionnels de santé.

Disponible au Canada auprès de vos distributeurs 3M-KCI agréés.
KCI USA, Inc., une société 3M.
KCI détenu et exploité par la société 3M.

3M Canada Company
Medical Solutions Division
300 Tartan Drive
London, ON N5V 4M9
Canada
1-800-668-5403
3M.ca/Medical

3M Company
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144
USA
1-800-364-3577

KCI Medical Canada, Inc.
75 Courtneypark Dr., W.,
Unit 4
Mississauga, ON
L5W 0E3

KCI USA, INC.
12930 IH 10 West
San Antonio, TX
78249

© 2022 3M. Tous droits réservés. 3M et les autres marques indiquées sont des marques et/ou des marques déposées. Toute utilisation non autorisée est interdite.
CAN_FR_70-2013-1411-2