


體驗最佳效率和成果

舒適的治療選擇，並產生良好的成果
為了達到這個目標 3M™ Clarity™
Ultra Self -Ligating Brackets，
為您提供科技的治療計畫達到
精確的成果。



無需綁線
輕鬆的更換矯正線



寬闊的陶瓷門蓋
提供更好的旋轉效果



依照需求作為被動或
主動矯正器



無需添加附件的
旋轉控制



3M™ Clarity™ Ultra Self-Ligating Brackets



3M™ MBT™ Appliance System Prescription

Maxillary			In/Out		Part Number - .022 in.	
Tooth	Torque	Angulation	in.	mm	L	R
Central	+17°	4°	0.026	0.66	003-301	003-302
Lateral	+10°	8°	0.035	0.89	003-303	003-304
Cuspid Hk	0°	8°	0.021	0.53	003-307	003-308
Bicuspid Hk	-7°	0°	0.029	0.74	003-310	003-311

Mandibular			In/Out		Part Number - .022 in.	
Tooth	Torque	Angulation	in.	mm	L	R
Anterior	-6°	0°	0.045	1.14	003-350	
Cuspid Hk	0°	3°	0.020	0.51	003-353	003-354
1 st Bicuspid Hk	-12°	2°	0.030	0.76	003-357	003-358
2 nd Bicuspid Hk	-17°	2°	0.034	0.86	003-361	003-362

Patient Kits

	Part Number - .022 in.
U/L Lt/Rt 5×5 Hk	003-111
U Lt/Rt 5×5 Hk	003-116
Add Prefix "4" for 3M™ APC™ Flash-Free Adhesive System. EXAMPLE : 4003-111	

Instruments for the Ultra SL System

	Part Number
3M™ Unitek™ Debonding Instrument	804-175
3M™ Unitek™ Open-Close Instrument	804-155



REF 804-155



REF 804-175



美商3M台灣子公司
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
台北市11568南港區經貿二路198號3樓
電話：(02)2785-9338 台中辦公室：(04)2329-9497
傳真：(02)2785-1612 免付費服務專線：0800-212-171
醫療保健產品事業部 www.3m.com.tw/espe
* 本文宣品僅供診所及醫師參考，禁止張貼或擺置於公眾可瀏覽及取閱之處 *

經銷商




3M™ Clarity™ Ultra Self -Ligating Brackets

精彩，從齒綻放



我們提供科技 您提供專業與美麗

3M™ Clarity™ Ultra Self-Ligating Brackets 提供
最佳旋轉控制及 3M 獨特的壓力集中線能準確拆除矯正器



門蓋可承受 **2倍**
以上的典型治療量

可靠的自鎖矯正門蓋可承受典型治療
2倍以上的打開和關閉週期

典型兩年治療 **2倍**
3M™ Clarity™ Ultra Self-Ligating Brackets





Technique Guide

3M™ Unitek™ Open-Close Instrument
for the Ultra SL System







REF 804-155

Open



Close









Technique Guide

3M™ Unitek™ Debonding Instrument
for the Ultra SL System



REF 804-175



Always refer to the Instructions for Use for
complete instructions and further information.
REF 011-703.