

矽膠科學

矽膠感壓膠帶設計用於佩戴期間穩定黏貼在皮膚上。我們的矽膠帶產品組合親膚、服貼並且舒適，為您提供可靠、質地柔軟和容易撕除的黏著劑解決方案。



3M 2480 醫用單面不織布矽膠帶
3M 2484 醫用單面薄膜矽膠帶

為什麼選擇 3M 矽膠帶

- 可重複定位
- 對皮膚溫和
- 降低毛髮與皮膚角質層的拉扯
- 佩戴期間穩定黏貼
- 不含天然乳膠或重金屬催化劑

產品特點和益處

- 多種黏性
- 彈性、服貼
- 皮膚貼附性極佳
- 增強型矽膠帶¹，依據膠帶疊構，最長可持續黏貼皮膚七天
- 可使用環氧乙烷滅菌
- 透明非矽離型膜
- 膠面與背襯牢固結合，減少皮膚和生產設備產生殘膠

¹ 依據 3M 內部實驗室測試可能無法代表實際的最終用途/性能，我們建議 OEM 客戶使用其設備設計進行自己的研究

與 3M 標準矽膠帶相比，我們的增強型矽膠帶提供溫和又安全的解決方案，具有更好的剪切強度、更高的初始黏性、更強的貼附力和更長的穿戴時間。

緊密相黏

我們的專家可以協助您選取醫療器材設計的最佳元件，從親膚材料到實際應用於裝置疊構中的醫用增強型膠帶。無論您在哪一個產品開發階段，我們都備有解決方案協助您完成開發，並且改善裝置的可靠度，提升性能和降低成本。

Catalog Number	Description
2475P	3M™ 醫用單面 TPE 薄膜矽膠帶
2476P	3M™ PET 水針不織布醫用單面矽膠帶
2477P	3M™ TPE 薄膜矽膠/壓克力膠醫用雙面膠帶
2480	3M™ 醫用單面不織布增強型矽膠帶
2484	3M™ 醫用單面薄膜增強型矽膠帶

設備款式和膠帶種類的眾多選擇

發掘適合您下一個創新的技術絕非易事。這就是為什麼我們設計了一個免費的線上醫用膠帶選擇指引來精簡流程。試著回答幾個問題，即可獲得建議的膠帶選單。請造訪 [FindMyAdhesive.com](https://www.3M.com.tw/FindMyAdhesive)。



美商 3M 台灣子公司
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
醫療保健產品事業群
醫用材料與技術
地址：台北市南港區經貿二路 19 號 3 樓
電話：(02)2785-9338
網址：www.3M.com.tw/MedTech

歡迎造訪 [3M.com.tw/MedTech](https://www.3M.com.tw/MedTech) 了解更多訊息

3M 是 3M 的註冊商標
© 3M 2021 版權所有
70-2010-9010-0 C 版 Traditional Chinese