



Traitement
V.A.C.®

Spécifications du Système de traitement ActiV.A.C.^{MC} 3M^{MC}

Spécialement conçu pour le patient ambulatoire.

Spécialement conçu pour le patient ambulatoire, le Système de traitement des plaies par pression négative ActiV.A.C.[®] 3M^{MC} est un système léger et portable qui associe une technologie de pointe à des fonctionnalités faciles à utiliser pour faciliter la mobilité des patients qui pourraient bénéficier du Traitement V.A.C.[®] 3M^{MC}.

Unité de traitement facile à utiliser

- Des commandes simples sur écran tactile
- Un réservoir de 300 ml à dégagement rapide
- Un bouton unique marche/arrêt du traitement
- Des menus intuitifs qui simplifient la programmation et le fonctionnement du traitement



Tampon et Technologie SensaT.R.A.C.^{MC} 3M^{MC}

- Une différenciation des alarmes pour faciliter le dépannage
- Une surface conçue pour assurer le confort du patient
- Un tampon souple qui s'adapte facilement aux contours du patient
- Une conception discrète qui se porte sous les vêtements



Fonctionnalité Seal Check^{MC} 3M^{MC}

- Fournit un retour immédiat pour aider à repérer les fuites
- Assure une étanchéité précise
- Un dépannage facile pour les patients peut réduire les visites non prévues des soignants



Rapport sur l'historique du traitement

- Permet aux cliniciens de surveiller les paramètres de traitement, l'historique des alarmes, les dates et heures du traitement, les changements de pansements et de réservoirs et d'enregistrer le nombre de morceaux de mousse utilisés

Patient History			Exit
Date	Time	Event	
12 Mar 2006	23:12:30	Infection Clear	
12 Mar 2006	23:12:00	Infected	
12 Mar 2006	20:12:51	New Dressing	
12 Mar 2006	20:11:00	Healing +1	
12 Mar 2006	02:12:40	Healing	
12 Mar 2006	02:12:00	Wound Dressed	

Guide des paramètres

- Aligné sur les lignes directrices cliniques pour le Traitement V.A.C.[®] 3M^{MC}
- Des paramètres de traitement prédéfinis par type de plaie qui facilitent la configuration
- Un guide étape par étape qui simplifie la configuration pour les utilisateurs occasionnels



Spécifications du Système de traitement ActiV.A.C.® 3M^{MC}

Numéro de pièce du Système de traitement ActiV.A.C. : n° 340013

Poids :	1,08 kg (2,4 lb) avec réservoir vide
Dimensions :	19,3 cm (larg.) x 15,2 cm (haut.) x 6,4 cm (prof.) (7,6 po x 6 po x 2,5 po)
Type de pile :	Pile au lithium-ion rechargeable
Durée utile de la pile :	14 heures en moyenne
Temps de recharge :	6 heures pour atteindre une charge complète à partir d'un état complètement déchargé
Taille du réservoir :	300 ml
Modes d'administration du traitement :	Continu ou intermittent
Réglages de l'intensité :	Faible, moyen, élevé
Options de pression du traitement :	Pression négative -25 mm de Hg à -200 mm de Hg (-3,3 kPa à -26,6 kPa)
Étui de transport :	La conception en nylon noir permet une navigation complète sur l'écran tactile, la recharge de la pile et l'entreposage des tubulures sans avoir à retirer l'Unité de traitement ActiV.A.C. de son étui. L'étui est doté d'une sangle rembourrée réglable et d'une boucle de ceinture qui permet de porter l'unité dans diverses orientations.



Données électriques

Entrée du bloc d'alimentation externe :	100 à 240 VCA 0,72 A à 115 VCA 47 à 63 Hz
Sortie du bloc d'alimentation externe :	12 V, 3,3 A
Courant de fuite du patient et du boîtier : ...	< 100 microampères

Classification CEI

Type B, partie appliquée, Classe II, IPX0 : ... Équipement non adapté à une utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux

Conditions d'entreposage

Plage de température :	-20 °C (-4 °F) à 60 °C (140 °F)
Plage d'humidité relative :	0 % à 95 % sans condensation

Conditions de fonctionnement

Plage de température :	5 °C (41 °F) à 40 °C (104 °F)
Plage d'humidité relative :	0 % à 95 % sans condensation
Plage d'altitude :	0 m à 4 267 m (0 pi à 14 000 pi)
Rendement optimal :	0 m à 2 438 m (0 pi à 8 000 pi)

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Traitement V.A.C.® 3M^{MC}, communiquez avec le représentant de 3M de votre région au **1 800 668-5403** ou consultez notre site Web **3M.ca/Medicales**.

Remarque : Il existe des indications, des contre-indications, des mises en garde, des précautions et des renseignements de sécurité propres à ces produits et traitements. Veuillez consulter un clinicien et les directives d'utilisation du produit avant toute utilisation. Ce matériel est destiné aux professionnels des soins de santé.



Produits offerts au Canada auprès de vos distributeurs autorisés de 3M+KCI.
KCI USA, Inc., une société de la Compagnie 3M.
KCI est détenue et exploitée par la Compagnie 3M.

KCI Medical Canada, Inc.	KCI USA, INC.
75, rue Courtneypark Ouest, bureau 4 Mississauga (Ontario) L5W 0E3	12930 IH 10 West San Antonio, TX 78249

© 2022, 3M. Tous droits réservés. 3M et les autres marques indiquées sont des marques et/ou des marques déposées, utilisées sous licence au Canada. Toute utilisation non autorisée interdite.
CA_FR_70-2013-1439-3 2206-24352-F