



FUTURO™ GENOUILLÈRE STABILISATRICE ULTRA PERFORMANCE

48189EU1, 48190EU1, 48191EU1, 48192EU1



MATERIAU RESPIRANT

Fournit un soutien tout au long de la journée pour les entorses, les foulures, support intermédiaire et latéral.

INDIQUÉ POUR:

Soutien général, activités sportives.

CARACTÉRISTIQUES:

- 1 Un matériau extensible en 4 directions pour un ajustement optimal.
- 2 L'anneau de gel de la rotule assure un confort d'amortissement et une compression ciblée.
- 3 De solides stabilisateurs latéraux apportent un soutien supplémentaire.
- 4 Des perles de silicone à l'intérieur du support maintiennent le bandage en place.
- 5 Longueur du produit conçue pour un ajustement confortable et compressif autour du mollet et de la cuisse.

MODE D'EMPLOI:



Faites glisser le support sur le pied.




Tirez le support vers le haut.



Veillez à placer l'anneau central de gel sur la rotule.

TAILLES:

PHC	TAILLES	de la cuisse (A)	du mollet (B)
7807129	S	36,8-41,9	30,5-35,6
7807130	M	41,9-47,0	35,6-40,6
7807131	L	47,0-52,1	40,6-45,7
7807132	XL	52,1-57,2	45,7-50,8



UTILISATION: Fournir un soutien aux blessures courantes telles que les entorses et les foulures. La conception haute performance offre un soutien stabilisant et un confort d'amortissement au genou blessé.

COMPOSITION: Silicone, Acier, Nylon, Polyester, Élasthanne, Polyéthylène.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

3M (Schweiz) GmbH
Consumer Health Care
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
www.3mschweiz.ch/futuro

