



# FUTURO™ HOUDINGSCORRECTOR

46832EU1



Helpt bij het bevorderen van een correcte houding.

## IDEAAL VOOR:


Algemene ondersteuning.

## HOOFDKENMERKEN:

- 1 Verstelbaar dorsaal kussentje voor het comfortabel aanpassen van de pasvorm.
- 2 Comfortabel, licht en discreet onder of boven kleding te dragen.
- 3 Eenvoudig te verstellen.

## MATEN:

| CNK     | CM           |
|---------|--------------|
| 4367017 | 71,1 – 121,9 |



Ademend materiaal

## Draaginstructies:



Schuif over de schouders.



Haal de riemen aan.



Centreer het dorsale kussentje.



Verstel voor zover nodig.

GEBRUIK: Bevordert een goede houding. Ondersteunt de bovenrug.

SAMENSTELLING: Latexvrij, Neopreen, Nylon, Polyester, Elastaan, Polyoxymethyleen.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts bij ongemak of pijn, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.

3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

3M Belgium bvba  
Afd. Consumer Health Care  
[www.3m.be/futuro](http://www.3m.be/futuro)

3M Nederland B.V.  
Afd. Consumer Health Care  
[www.3M.NL/futuro](http://www.3M.NL/futuro)

