

お客様 各位

スリーエム ジャパン株式会社

141-8684 東京都品川区北品川6-7-29

歯科用製品事業部

**3M™ ユニテック™ 矯正歯科用製品 「ビクトリーシリーズ™ ミニチューブ
APC™ Flash-Free接着材つきアプライアンスシステム」 新発売のご案内**

拝啓 時下ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

さて、この度当該製品につきまして、下記の通り販売を開始させていただく運びになりましたので、ご案内致します。今後も引き続き高品質な製品とサービスのご提供に努めてまいりますので、弊社製品により一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

■ 販売開始製品

製品名	3M™ビクトリーシリーズ™ミニチューブ APC™Flash-Free 接着材つきアプライアンスシステム
販売名	ビクトリー シリーズ チューブ
管理区分	管理医療機器
認証番号	219AKBZX00174000
受注開始日	2023年3月7日(火)

■ 製品情報

製品番号	Slot Torque Arch/ 仕様		包装 単位	希望医院 価格	JAN コード
4066-4071	-14°	Upper Left 2nd Molar .018	5 個/ パック	5,900 円/ パック	04550309323899
4066-4082	-14°	Upper Right 2nd Molar .018			04550309323875
4066-4033	-10°	Lower Left 2nd Molar .018			04550309324438
4066-4044	-10°	Lower Right 2nd Molar .018			04550309324414
4066-5071	-14°	Upper Left 2nd Molar .022			04550309324407
4066-5082	-14°	Upper Right 2nd Molar .022			04550309323882
4066-5033	-10°	Lower Left 2nd Molar .022			04550309324445
4066-5044	-10°	Lower Right 2nd Molar .022			04550309324421

※上記価格に消費税は含まれておりません。

製品写真



《製品特長》

唾液の干渉を避け、短時間で圧着したい方に。
余剰接着材除去の必要がないため、短時間でボンディングが
可能です。操作性の良さを是非お試しください。

- ✓ 3M 独自のテクノロジーにより、ベースに液状の接着材
を染み込ませた不織布を貼付
チューブの近遠心長が短く、ベース面は臼歯の近心隅角部
まで延長

以上