

開催記念キャンペーン用 FAXご注文用紙

ご注文の際は、コピーしてお使いください。

貴医院名	※必ずご記入ください。	TEL	※必ずご記入ください。
ご注文者名	※必ずご記入ください。	FAX	
メールアドレス	※必ずご記入ください。		

記入例	製品番号										数量			備考
	0	0	6	-	3	0	1					1	クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット	

※製品番号は、ハイフンも含めてご記入ください。

1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文の処理および弊社の個人情報取り扱い方針およびプライバシーポリシーに記載される利用目的の範囲内においてのみ使用いたします

 FAX.0120-406-084

【お客様通信欄】 ご意見ご要望をお聞かせください。

※本カタログは2023年8月現在の製品、認証番号、届出番号、希望医院価格を掲載しております（価格に消費税は含まれていません）。
※製品内容、価格等は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
● 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「添付文書」をお読みください。
● 本カタログの3M、Unitek、Clarity、APC、ユニテック、ビクトリー シリーズ、クリアティ、トランスボンドは、3M社または、その関連会社の商標です。
ixionは、DB Orthodontics Ltd の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
3M™ ユニテック™ 矯正歯科用製品
<http://go.3M.com/orthodontics>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2023. All Rights Reserved.
UTK-314-A(0823)e.

製品のお問い合わせはフリーダイヤルで
 0120-296-303
※受付時間／ 9:00～17:30 月～金（土日祝を除く）

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ ユニテック™ 矯正歯科用製品 開催記念キャンペーン

第82回日本矯正歯科学会学術大会

開催記念キャンペーン

期間 2023年9月11日(月)～11月10日(金)

ご注文の際は、最終ページの専用FAXご注文用紙をお使いいただくか、
お電話で「開催記念キャンペーン」とお申しつけください。



新発売

ビクトリーシリーズ™
ミニチューブ

APC™ Flash-Free 接着材つきアプライアンスシステム

APC™ Flash-Free 接着材つき アプライアンス システム

APC™ Flash-Free
Adhesive Coated Appliance System

短い時間で正確なポジショニングができる ブラケットシステム

ベースに液状の接着材をしみ込ませた不織布ファイバーを貼付



圧着後の余剰接着材を取り除く必要がありません

ブレースメント後の余剰接着材の除去が不要です。ボンディングの時間短縮やブラケットの脱落の減少が期待できます。



POINT. 1

短い時間でボンディング

圧着後の余剰接着材を 取り除く必要がありません

ブレースメント後の余剰接着材の除去が不要です。ボンディングの時間短縮やブラケットの脱落の減少が期待できます。



※1. "According to... early users, APC Flash-Free Adhesive has shown a 40% reduction in bonding time..." S10659, 03/2013.

POINT. 2

低いブラケット脱落率

脱落のリスクが低くなります。液状の接着材が圧着時の歯面とベース間のギャップを減らし、低い脱落率を可能にしました。

ブラケット脱落率調査結果 (矯正歯科医42名による評価)

脱落数 (37個)

脱落率
1.9%
以下

接着ブラケット数
(1997個)

3M Unitek Customer Evaluation Reports, 42 Doctors, N. America/
Australia/Europe, 1997 brackets bonded, 2012-13

POINT. 3

ディボンディング後の残渣は、 スチールバーで簡単に除去可能

患者様、歯科医師、歯科衛生士の皆様の負担軽減に貢献します。



製品特長を動画で分かりやすく解説しています

<http://go.3M.com/4JSN>



ビクトリーシリーズ™ ミニチューブ

APC™ Flash-Free 接着材つきアプライアンスシステム

唾液の干渉を避け、短時間で圧着したい方に

余剰接着材除去の必要がないため、短時間でボンディング可能です。操作性の良さを是非お試しください。

チューブの近遠心長が短く、
ベース面は臼歯の近心隅角部まで
延長



コンパクトなサイズ

3M独自のテクノロジーにより、
ベースに液状の接着材を染み込ませた
不織布を貼付

3M™ クリアティ™ ウルトラ セルフ ライゲータリング ブラケット



“機能性”と“審美性”の融合

効果的かつ効率的な治療を可能にする新たなパッシブセルフライゲータリングブラケットです。

粒子が細かい セラミック素材

半透明で汚れにくい素材です。
審美的で、強度もあります。

インジェクション モールドで成型

丸みを帯びたスムーズな表面で、
口腔内の違和感を軽減。

3M独自のTieウィング

必要な時、簡単に結紮をすることができます。

幅広いセラミックドア

近遠心の幅が広いドアのため、歯牙の
ローテーションコントロールをサポート。
クリック音が鳴るため、“ドアが閉じたこ
と”を確認しやすい設計です。

POINT. 1

より良い歯牙の
コントロール

POINT. 2

ディボンディングも
簡便

POINT. 3

ストレスなく適切な
ポジショニング

POINT. 4

患者様も満足

クリアティ™ ウルトラ セルフ ライゲーティング ブラケット

20%
OFF

- 必要時には、結紮をしてアクティブに
- ローテーションコントロールが容易
- リファレンスマーカーによるアシスト
- ディボンディングも簡便
- 着色しにくい
- APC™ Flash-Free 接着材つき アプライアンス システムのテクノロジーを採用
- 審美性が高い
- 快適な装着感


■ APC™ Flash-Free 接着材つき

製品番号	内容量	希望 医院価格	セール価格
		円	円
4003-XXX	1箱(5個入り)	16,900	13,520

■ 接着材なし

製品番号	内容量	希望 医院価格	セール価格
		円	円
003-XXX	1パック(5個入り)	16,000	12,800

認証番号:219AKBZX00120000 販売名:クリアティ セラミック ブラケット



ビクトリー シリーズ™ ミニチューブ

25%
OFF

MBT™ システム .018
.022

- コンパクトなサイズ
- チューブの近遠心長が短く、
ベース面は臼歯の近心隅角部まで延長
- 3M独自のテクノロジーにより、ベースに液状の
接着材を染み込ませた不織布を貼付



■ APC™ Flash-Free 接着材つき

製品番号	内容量	セール価格
		円
4066-XXXX	1パック(5個入り)	4,425

■ 接着材なし

製品番号	内容量	セール価格
		円
066-XXXX	1パック(10個入り)	7,500

認証番号:219AKBZX00174000 販売名:ビクトリー シリーズ チューブ

ビクトリー シリーズ™ スーペリア フィット チューブ

25%
OFF

MBT™ システム .018
.022

Roth※仕様 .018
.022

- フィット性の高いバッカルチューブ
- 持ちやすい“グリップングノッチ”
- 見やすい“近遠心ビジュアルライン”
- 圧着しやすい“ベース面と平行なフラットトップ”
- ベースラインに解剖学的な臼歯の形状
- ファネル状の近心開口部
- ロープロファイル&フック形状



■ APC™ Flash-Free 接着材つき

製品番号	内容量	セール価格
		円
4069-XXX	1箱(4個入り)	25% OFF

■ 接着材なし

製品番号	内容量	セール価格
		円
069-XXX	1パック(5個入り)	25% OFF

認証番号:219AKBZX00174000 販売名:ビクトリー シリーズ チューブ

クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット

30%
OFF

MBT™ システム .018
.022


Roth※仕様 .018
.022

ハイトルク仕様 .018
.022

CLARITY™ | ADVANCED
advanced ceramic brackets

- スロットライナーのない審美ブラケット
- ストレス コンセントレーターによるディボンディング
- 咬合干渉を軽減するロープロファイル タイプ

クリアティ™ セラミック ブラケット



クリアティ™ アドバンス
セラミック ブラケット



ストレス コンセントレーター



リファレンスマーカー

■ APC™ Flash-Free 接着材つき

製品番号	内容量	希望医院価格	セール価格
		円	円
4006-XXX	1箱(5個入り)	13,400	9,380

■ 接着材なし

製品番号	内容量	希望医院価格	セール価格
		円	円
006-XXX	1パック(5個入り)	12,500	8,750

認証番号:219AKBZX00120000 販売名:クリアティ セラミック ブラケット

トランスボンド™ プラス セルフエッチング プライマー

30%
OFF

完全乾燥が不要でエッチングと プライミングがワンステップで完了



APC™ Flash-Free 接着材つき
アプライアンスシステムとの併用で
ブラケットのボンディングプロセスが
更にシンプルに!

APC™ Flash-Free
Adhesive Control Appliance System

製品番号	内容量	希望医院価格	セール価格
		円	円
712-090	1箱(100本入り)	19,800	13,860
712-091	1箱(20本入り)	5,800	4,060

認証番号:219AKBZX00144000 販売名:トランスボンド プラス セルフエッチング プライマー

トランスボンド™ プラス バンド用 光重合接着材

25%
OFF

練和不要のバンド用光重合接着材



製品番号	内容	内容量	希望医院 価格	セール価格
			円	円
712-080	シリンジ キット	シリンジ 5本 ディスポーザブル チップ 50個	29,500	22,125

認証番号:220AKBZX00082000 販売名:トランスボンド プラス バンド用光重合接着材

トランスボンド™ プラス カラーチェンジ 光重合接着材

30%
OFF

重合すると色が変わる。 親水性光重合 ボンディング システム



製品番号	内容	内容量	希望医院 価格	セール価格
			円	円
712-101	シリンジ タイプ	シリンジ 2本/パック	14,900	10,430
712-102	カプセル キット	カプセル 25個 ディスペンサーガン1個/キット	27,300	19,110
712-103	シリンジ タイプ	シリンジ 4本/パック	26,800	18,760
712-104	カプセル タイプ	カプセル 25個/パック	23,700	16,590
712-105	シリンジ タイプ	シリンジ 1本/パック	7,700	5,390

認証番号:219AKBZX00091000 販売名:トランスボンド プラス カラーチェンジ 光重合接着材

トランスボンド™ シュープリーム LV 光重合接着材

25%
OFF

インダイレクトボンディングに適した低粘度の光重合接着材



製品番号	内容	内容量	希望医院 価格	セール価格
			円	円
712-046	シリンジ キット	シリンジ2本 ディスポーザブル チップ 20個	8,300	6,225

認証番号:220AKBZX00152000 販売名:トランスボンド シュープリーム LV 光重合接着材

ユニテック™ ワイヤーシリーズ

25% OFF

ユニテック™
ナイトノル ワイヤー



- 1977年に日本で初めて発売されたニッケルチタン ワイヤー

認証番号:219AKBZX00131000 販売名:ナイトノル ワイヤー

ステンレススチール
アーチワイヤー
ステンレススチール
ストレートワイヤー

(ツイスト、マルチストランド ワイヤーを除く)



- 多彩なラインナップを持つ、展性と弾性のバランスがとれたワイヤー

認証番号:219AKBZX00194000 販売名:ステンレススチール ワイヤー

ユニテック™ ベータ III
チタン アーチワイヤー



- トルクコントロール、ワイヤーベンディングに適したチタンモリブデン ワイヤー
- スライディングメカニクスに適した滑沢な表面処理

認証番号:220AKBZX00038000 販売名:ベータ III チタン アーチワイヤー

ユニテック™ チューブ・バンドシリーズ

25% OFF

ビクトリー シリーズ™
チューブ



認証番号:219AKBZX00174000 販売名:ビクトリー シリーズ チューブ

ビクトリー シリーズ™
バンド



認証番号:219AKBZX00143000 販売名:バンド

ユニテック™
プリウェルド バンド



認証番号:220AKBZX00054000 販売名:プリウェルド バンド

メタルブラケット各種

25% OFF

ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット ロープロファイル(LP) ブラケット

MBT™ システム	.018 .022	Roth※仕様	.018 .022
-----------	--------------	---------	--------------

■ APC™ Flash-Free 接着材つき

製品番号	内容量	セール価格 円
4024-XXXX	1パック(5個入り)	25% OFF

■ 接着材なし

製品番号	内容量	セール価格 円
024-XXXX	1パック(10個入り)	25% OFF

認証番号:219AKBZX00142000 販売名:ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット



認証番号:219AKBZX00173000 販売名:スマートクリップ ブラケット
認証番号:219AKBZX00142000 販売名:ビクトリー シリーズ メタル ブラケット
認証番号:219AKBZX00172000 販売名:ミニ ユニツイン ブラケット

アーラスチック™ モジュール イージー・ツー・タイ リガチャー

30% OFF

45°に屈曲したデザインにより結紮が容易に行えます。



DB Orthodontics Limited 製
ixion™ プライヤー

- つや消しサテン仕上げ
- タングステン カーバイト採用(一部製品)
- リンガル専用シリーズをご用意

製品番号	内容量	セール価格
940-XXX	各種	30%OFF

届出番号:13B1X10109000169 販売名:ixion プライヤー
届出番号:13B1X10109000171 販売名:ixion ブラケットハイト ゲージ
届出番号:13B1X10109000170 販売名:ixion バンドプッシャー

エラスチック

30% OFF

色分けされた文字と図形により容易に識別ができます。



製品番号	内容量	サイズ	希望 医院価格 円	セール価格 円
404-XXX	1パック (100個×30袋入り)	1/8inch~3/8inch	7,410	5,187
		5/8inch~	15,300	10,710

認証番号:220AKBZX00025000 販売名:エラスチック

製品番号	内容	内容量	希望 医院価格 円	セール価格 円
406-870	クリアー	100スティック (1000個入り)／パック	8,500	5,950
406-871	グレー		8,500	
406-986	オブスキュア		8,500	

認証番号:220AKBZX00039000 販売名:アーラスチック モジュール

ユニテック™ コンバーチブル
キャップ リムービング プライヤー

40% OFF

スライドアクションでバックルチューブの
コンバーチブル キャップを撤去するイン
スツルメント

製品番号	内容	内容量	希望医院価格 円	セール価格 円
450-XXX	プライヤー本体 アーレンレンチ スベアチップ	1本	33,000	19,800

届出番号:13B1X10109000181 販売名:コンバーチブル キャップ リムービング プライヤー

リテーナーボックス

30% OFF



製品番号	内容	内容量	希望 医院価格 円	セール価格 円
450-XXX	各色	10 個入り	3,690	2,583