

3M MUNSKYDD OCH ANDNINGSSKYDD



När både patientskydd och komfort är viktigt

I dagens hälso- och sjukvård är ett fullgott skydd för både patient och personal av största vikt.

Munskydd är gjorda för att fånga mikroorganismer i utandningsluften från sjukvårdspersonal för att skydda patienten mot risken att få en infektion. T ex är s.k "lasermunskydd" *inte* personlig skyddsutrustning och kan därför inge falsk trygghet. Munskydd skall CE-märkas enl MDD 93/42 i klass 1. CE-märket skall endast vara på asken och *har inte godkännande/registreringsnummer från ett anmält organ såsom andningsskydd har.*

Under 2005 implementerades en ny standard gällande munskydd, SS-EN 14683, gällande BFE, andningsmotstånd och vätskeresistens.

3M erbjuder ett komplett sortiment för både personal- och patientskydd.

1819, Vätske- och stänk-resistent op. munskydd

För högrisk kirurgi där kraftiga stänk kan förekomma, hög filtreringsförmåga (BFE >98%), material i fyra lager, uppfyller SS-EN14683 klass IIR

1835 och 1835FS, Vätske- och stänk-resistenta op. munskydd

Med eller utan visir, för högrisk kirurgi där kraftiga stänk kan förekomma, hög filtreringsförmåga (BFE >98%), material i fyra lager, uppfyller SS-EN14683 klass IIR

1818 Tie-on Operationsmunskydd

Platt med parallella knytband, perfekt passform, hög filtreringsförmåga (BFE >98%), mjukt och extra hudvänligt, uppfyller SS-EN14683 klass II

1818FS Tie-on Op. munskydd. m. visir

Platt med parallella knytband och visir, perfekt passform, hög filtreringsförmåga (BFE >98%), mjukt och extra hudvänligt, uppfyller SS-EN14683 klass II

1838 Op. munskydd, extra god passform

Platt med parallella knytband, extra god passform, hög filtreringsförmåga (BFE >98%), mjukt och extra hudvänligt, uppfyller SS-EN14683 klass II

1810F Operationsmunskydd

Platt operationsmunskydd, blått, hudvänligt, hög filtreringsförmåga (BFE >98%), uppfyller SS-EN14683 klass II

1810G Operationsmunskydd

Platt operationsmunskydd, vitt, hudvänligt, hög filtreringsförmåga (BFE >98%), uppfyller SS-EN14683 klass II

1883 Andningsskydd med övertäckt ventil, FFP3

Klass FFP3 i enlighet med SS-EN 149:2001, för luftburen smitta, t ex vid vård av TBC patient och vid laserkirurgi, certifierat enl, MDD 93/42 och passar därför även att användas som op.munskydd Uppfyller SS-EN 14683, klass IIR

1873V Andningsskydd med ventil, FFP3

Klass FFP3 i enlighet med SS-EN 149:2001, för luftburen smitta, t ex vid vård av TBC patient

1880 Skyddsglasögon


Flergångsbruk för operations-Sjukvård. God sikt, Immskyddade, Ställbara bågar, Går att spritavtorka

1826 Standard munskydd, öronband

För vårdavdelnings-arbete och dentalsektorn, lätt i vikt, platt, mjukt och behagligt att bära och andas i (BFE >98%), klass II

1816 Standard munskydd, knytband

För vårdavdelnings-arbete och dentalsektorn, lätt i vikt, platt, mjukt och behagligt att bära och andas i (BFE >98%), klass II



3M Svenska AB, Avdelning Hälsovård, 191 89 Sollentuna
Tel. 08 92 21 00, Fax. 08 92 22 89
E-post. 3msvenskaab@mmm.com, www.3m.com/se

3M Hälsovård