





































Produit	Couleur	Viscosité Basse  Haute	Type de prise	Temps de travail à 23°C min:sec	 Temps de prise en bouche à 37° min:sec
MATÉRIAUX POUR PORTE-EMPREINTE					
Express™ 2 Penta™ Putty Soft NOUVEAU!		 Putty	Prise normale	1:30	3:30
Express™ 2 Penta™ Putty		 Putty	Prise rapide	1:30	3:00
Express™ 2 Penta™ H		 Heavy Body	Prise normale	2:00	3:30
Express™ 2 Penta™ H Quick		 Heavy Body	Prise rapide	1:15	2:30
MATÉRIAUX FLUIDES					
Express™ 2 Ultra-Light Body Quick			Prise rapide	1:30	2:30
Express™ 2 Light Body <i>Flow</i>			Prise normale	2:00	3:30
Express™ 2 Light Body <i>Flow</i> Quick			Prise rapide	1:30	2:30
Express™ 2 Light Body <i>Standard</i>			Prise normale	2:00	3:30
Express™ 2 Light Body <i>Standard</i> Quick			Prise rapide	1:30	2:30
Express™ 2 Regular Body			Prise normale	2:00	3:30
Express™ 2 Regular Body Quick			Prise rapide	1:30	2:30

Technique d’empreinte	Couleur du matériau pour porte-empreinte	Matériaux fluides recommandés	Couleur du matériau fluide
Express™ 2 Penta™ Putty Soft ▶ Putty hydrophile			
1 temps / 2 viscosités 		Express™ 2 Light Body <i>Flow</i> ▶ offre une grande fluidité	
		Express™ 2 Regular Body ▶ reste très bien sur la dent	
Express™ 2 Penta™ Putty ▶ Consistance dense Putty caractéristique			
2 temps / 2 viscosités		Express™ 2 Ultra-Light Body Quick ▶ génère une couche très fine	
		Express™ 2 Light Body <i>Flow</i> Quick ▶ offre une grande fluidité	
Express™ 2 Penta™ H ▶ Heavy Body hydrophile			
1 temps / 2 viscosités		Express™ 2 Light Body <i>Flow</i> ▶ offre une grande fluidité	
		Express™ 2 Light Body <i>Standard</i> ▶ reste très bien sur la dent	
Express™ 2 Penta™ H Quick ▶ Heavy Body hydrophile à prise rapide			
2 temps / 2 viscosités		Express™ 2 Light Body <i>Flow</i> Quick ▶ offre une grande fluidité	
		Express™ 2 Light Body <i>Standard</i> Quick ▶ reste très bien sur la dent	