

**3M** Science.  
Applied to Life.™

3M™ ESPE™ Filtek™ Z500

**Für ein makelloses  
Lächeln, das sich einfach  
wiederherstellen lässt.**



# 3M™ ESPE™ Filtek™ Z500. Für überzeugend schöne Restaurationen.

Mehr als 40 Jahre Erfahrung stecken in den Compositen von 3M und in der Entwicklung des ersten Composites aus der Z-Linie vor mehr als 20 Jahren: 3M™ ESPE™ Z100™ MP. Um Ihnen das Erstellen von Restaurationen noch einfacher zu machen, hat 3M die Qualität und das Handling der Z-Linie optimiert.

Mit Filtek Z500 Universal Composite steht Ihnen ein mit 3M Nanotechnologie weiterentwickeltes Composite zur Verfügung. Es überzeugt im Praxisalltag durch seine einfache Handhabung und ästhetische Ergebnisse bei allen Zahnrestaurationen.



## Die 3M™ ESPE™ Z-Linie:

### Z100™ MP

Das erste Z-Composite:  
exzellente Festigkeit und  
Abrasionsbeständigkeit.

### Filtek™ Z250

Der millionenfach bewährte  
Klassiker mit verbessertem  
Schrumpfverhalten.

### Filtek™ Z500

Das neueste Z-Composite  
mit Nanotechnologie: gut  
modellierbar und nicht klebrig.

# Die nanotechnologische Weiterentwicklung der bewährten Z-Linie.

**Jetzt erstellen Sie Natürlichkeit mit Leichtigkeit.**

Die Suche nach einer praktischen und fortschrittlichen Lösung in der restaurativen Zahnheilkunde hat ein Ende: Filtek Z500 Universal Composite überzeugt durch seine einfache Handhabung, zuverlässige Leistung und hervorragende Qualität bei Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich.

## Filtek Z500 im Frontzahnbereich



Vorher



Nachher

Filtek Z500 liefert auch im Seitenzahnbereich dauerhafte und natürlich schöne Ergebnisse.

**Filtek Z500 eignet sich für alle praxisrelevanten Indikationen und liefert immer ein natürlich schönes Ergebnis:**

- Direkte Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich
- Sandwich-Technik mit Glasionomeren
- Stumpfaufbau
- Indirekte Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich, einschließlich Inlays, Onlays und Veneers

## Filtek Z500 im Seitenzahnbereich



Vorher



Nachher

Alle Aufnahmen mit freundlicher Genehmigung von Dr. Reich, München.

# Filtek™ Z500. Angewendet, um Ihnen Restaurationen einfach zu machen.


## Einfach im Handling.

Mit Filtek™ Z500 Universal Composite stellen Sie Restaurationen einfach und präzise her: Das Material ist leicht modellierbar und passt sich Zahnrändern sowie Kavitäten ideal an. Durch seine angenehme, nicht klebrige Konsistenz ermöglicht es Ihnen müheloses Arbeiten. Filtek Z500 ist sowohl in Spritzen als auch in Kapseln erhältlich.

## Einfach stabil.


Im Seiten- wie auch im Frontzahnbereich sind Füllungsmaterialien starken Belastungen ausgesetzt. Filtek Z500 wurde deshalb im 3-Medien-Abrasions-Test sowie auf Biegefestigkeit geprüft. Das Ergebnis: Filtek Z500 überzeugt durch hervorragende Stabilität, die Sie und Ihre Patienten begeistern wird.

### 3-Medien-Abrasion



Quelle: 3M interne Daten. Daten auf Anfrage bei 3M erhältlich. Kontaktinformationen siehe Rückseite.

### Hohe Biegefestigkeit



Quelle: 3M interne Daten. Daten auf Anfrage bei 3M erhältlich. Kontaktinformationen siehe Rückseite.


## Einfach schön.

Filtek™ Z500 Universal Composite ist kompatibel mit der VITAPAN® Classical Farbskala und erleichtert Ihnen somit die Farbauswahl für die Herstellung natürlicher Restaurationen.

Filtek Z500 ist in acht Universalfarben (A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, C2, D2) und einer Opak-Farbe (OA3) erhältlich.

Die Nanotechnologie in Filtek Z500 gewährleistet zudem einen dauerhaft natürlichen Glanz. Die 3M Nanocluster sind Basis für seine einzigartige Materialstruktur: Diese kombiniert hohe Festigkeit mit langanhaltender Glanzbeständigkeit und hervorragenden Poliereigenschaften.

### Glanzbeständigkeit



Quelle: 3M interne Daten. Daten auf Anfrage bei 3M erhältlich. Kontaktinformationen siehe Rückseite.

3M™ ESPE™ Filtek™ Z500 + 3M™ ESPE™ Filtek™ Supreme XTE Flowable

# Für ein natürlich schönes Ergebnis.

## Perfekt kombiniert für makellose Ästhetik.

Filtek Supreme XTE Flowable Composite ist durch die einzigartige Nanofüller-Technologie fließfähig auf Abruf. Es lässt sich leicht applizieren, entweder aus der Kapsel oder aus der Spritze. Es fließt dorthin, wo es gebraucht wird, und behält seine Form, genau wie Sie es wünschen. Zudem wurde der Volumenschwund um fast 20 % reduziert und ist somit einer der niedrigsten im Markt.



### Filtek Supreme XTE Flowable:

- Fließfähig auf Abruf
- Lebenslange Ästhetik und ausgezeichnete Glanzbeständigkeit\*
- Geringer Verschleiß

\* Im Vergleich zu getesteten Wettbewerbsmaterialien.

## Bestellinformationen



Filtek™ Z500 Universal Composite  
Trial Kit – Spritze 8020TP

### Art.-Nr. Produktinformationen

**8020TP 3M™ ESPE™ Filtek™ Z500 Universal Composite  
Trial Kit – Spritze**  
3 Spritzen à 3 g (A2, A3, A3.5)



Filtek™ Z500 Universal Composite  
Trial Kit – Kapsel 8021TP

### Art.-Nr. Produktinformationen

**8021TP 3M™ ESPE™ Filtek™ Z500 Universal Composite  
Trial Kit – Kapsel**  
3 × 20 Kapseln à 0,2 g (A2, A3, A3.5)

### Refills

Farbe	Spritze	Kapsel
A1	8020A1	8021A1
A2	8020A2	8021A2
A3	8020A3	8021A3
A3.5	8020A3.5	8021A3.5
A4	8020A4	8021A4
B2	8020B2	8021B2
C2	8020C2	8021C2
D2	8020D2	8021D2
OA3	8020OA3	8021OA3

Spritzen-Refills enthalten 1 Spritze à 3 g; Kapsel-Refills enthalten 20 Kapseln à 0,2 g.



**3M Deutschland GmbH**  
ESPE Platz · 82229 Seefeld  
Freecall: 0800-2753773  
Freefax: 0800-3293773  
info3mespe@mmm.com  
www.3MESPE.de

**3M (Schweiz) GmbH**  
3M ESPE Dental Products  
Eggstr. 93 · CH-8803 Rüschlikon  
Telefon: (044) 724 93 31  
Telefax: (044) 724 92 38  
3mespech@mmm.com  
www.3MESPE.ch

**3M Österreich GmbH**  
Kranichberggasse 4  
A-1120 Wien  
Telefon: (01) 86 686 434  
Telefax: (01) 86 686 330  
dental-at@mmm.com  
www.3MESPE.at

[www.3MESPE.de/FiltekZ500](http://www.3MESPE.de/FiltekZ500)