




Voor elke indicatie
het ideale cement

RelyX™ Ultimate

adhesief composietcement



- Ultieme hechtsterkte
- Snelle en eenvoudige procedure met slechts twee componenten en weinig verwerkingsstappen
- Total etch, self-etch of selective etch met slechts één adhesief
- Esthetiek van wereldklasse met natuurlijke fluorescentie



Ultieme hechtsterkte
met minder componenten.



Slechts twee componenten:


RelyX™ Ultimate



Scotchbond™
Universal
Adhesief

=2

Multilink® Automix



=4

Panavia™ F 2.0



=6

Variolink® II
met Syntac



=6

NX3 met OptiBond®
Solo Plus™/Alles in één



=3

HÉT CEMENT VOOR CAD/ CAM EN GLASKERAMIEK RESTAURATIES

“Eindelijk één adhesief composietcement voor alle toepassingen”

Drs. Rob Vermaas, Zevenaar

RelyX™ Unicem RelyX™ Unicem 2 zelfhechtend composietcement



- 's Werelds meest klinisch bewezen zelfhechtend cement
- Bespaart tijd door eliminatie van etching, priming en bonding stappen
- Zeer klein risico op post-operatieve gevoeligheid
- Sterk en vocht tolerant
- Endo tips maken cementeren eenvoudiger en betrouwbaarder



HET UNIVERSELE CEMENT

“Erg makkelijk te doseren en in te passen”

Drs. Remco De Graaf, Leusden



RelyX™ Fiber Post glasvezel wortelstiften

- Elasticiteit vergelijkbaar met dentine, voor een lager risico op wortel-brek (vergeleken met metaal/keramische stiften)
- Hoge mechanische sterkte
- Uitstekende translucentie en verbeterde radiopaciteit
- Geen voorbehandeling nodig wanneer gebruikt in combinatie met RelyX™ Unicem Cement

Prestatie door eenvoud.

Ketac™ Cem Plus

kunsthars gemodificeerd
glasionomeercement

- Lichtuithardende tack-cure functie voor eenvoudige verwijdering van overtollig cement in slechts 5 seconden
- Handig Automix doseersysteem voor eenvoudige verwerking
- Continue fluoride afgifte
- Vrijwel geen post-operatieve gevoeligheid



HÉT VMK EN PEDIATRISCHE KRONEN CEMENT

“Beste product dat ik ken voor RVS kronen.”

Dr. G. Psaltis, Seattle, U.S.A.



Betrouwbare prestaties
met fluoride afgifte.



Ketac™ Cem

kunsthars gemodificeerd
glasionomeercement

- Geen voorbereiding met primer nodig
- Hoog niveau van biocompatibiliteit
- Langdurige fluoride afgifte
- Goede marginale randaansluiting

RelyX™ Veneer

veneer cement

- Kleurbepaling naar keuze
- Buitengewone kleurstabiliteit
- Try-in pasta's in overeenkomende kleuren
- Licht-uithardende formule
- Eenvoudig te verwerken en overmaat te verwijderen

HET VENEER CEMENT

“RelyX™ Veneer levert constant optimale resultaten in mijn drukke esthetische praktijk ...”

Jeff T. Blank, DMD, PA, U.S.A.

Esthetiek met licht-
uithardend cement



RelyX™ Temp NE/E

tijdelijk cement

- Betrouwbare, tijdelijke hechting
- Snel en makkelijk overtollig materiaal verwijderen
- Eenvoudige verwijdering van de tijdelijke restauratie
- Verkrijgbaar zowel in eugenol (RelyX™ Temp E) en non-eugenol (RelyX™ Temp NE) formule

HET TIJDELIJKE CEMENT

Hoge hechting, eenvoudige
verwijdering



VOOR ELKE INDICATIE HET IDEALE CEMENT

	RelyX™ Ultimate adhesief composiet cement	RelyX™ Unicem RelyX™ Unicem 2 zelfhechtend composietcement	Ketac™ Cem Plus kunstharz gemodificeerd glasionomeercement	RelyX™ Veneer veneer cement
Metaal / Metaal basis				
Inlays / Onlays	+	++	+	-
Kronen / Bruggen	+	++	++	-
Endodontische stiften	+	++	++	-
Maryland Bruggen	++	+	-	-
Implantaatabutments	+	++	++	-
Glas keramiek (incl. Li. Disilicaat) (bijv. eMax CAD, Empress, Mark II)				
Inlays / Onlays / Table Tops	++	+	-	-
Kronen / Bruggen	++	++	-	-
Maryland Bruggen	++	+	-	-
Veneer	+	-	-	++
Oxide keramiek (bijv. Lava™ Zirconiumoxide, Brux Zir)				
Kronen / Bruggen	+	++	+	-
Endodontische stiften	+	++	+	-
Maryland Bruggen	++	+	-	-
Implantaatabutments	+	++	++	-
Nano Keramiek (bijv. Lava™ Ultimate CAD/CAM Restoratief)				
Inlays / Onlays	++	-	-	-
Kronen	++	-	-	-
Veneer	+	-	-	++
Composiet				
Inlays / Onlays	++	+	-	-
Kronen	++	++	-	-
Endodontische Stiften	+	++	-	-
Veneer	+	-	-	++

++ Sterk aanbevelen*

+ Aanbevelen

- Niet aanbevelen

* Betere / gelijkwaardige prestatie voor deze indicatie of makkelijker te hanteren bij gelijke prestaties.





www.3MESPE.nl
www.3MESPE.BE

3M ESPE

3M Nederland B.V.
Afd. ESPE Dental Products
Postbus 193
2300 AD Leiden
Tel: (071) 54 50 731
FAX: (071) 54 50 735
infodental.nl@mmm.com
www.3MESPE.nl

3M Belgium N.V./S.A
Afd. ESPE Dental Products
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel: 02/722 53 84
Fax: 02/722 50 13
infodental.be@mmm.com
www.3MESPE.be

3M, ESPE, Ketac, Lava, RelyX en
Scotchbond zijn handelsmerken van
3M Company of 3M Deutschland
GmbH.

Alle andere handelsmerken zijn eigen-
dom van andere bedrijven.

© 2013, 3M. Alle rechten voorbe-
houden.

01 (06.2013)