

Stéthoscopes Littmann^{MC} 3M^{MC}

Tableau comparatif des produits



	Stéthoscope électronique modèle 3000	Stéthoscope électronique modèle 4100WS	Stéthoscope de cardiologie «Master»	Stéthoscope de cardiologie S.T.C.	Stéthoscope de cardiologie III	Stéthoscope «Master» Classique II	Stéthoscope Classique II É.S.	Stéthoscope de pédiatrie et pour nourrissons Classique II	Stéthoscope «Select»	Stéthoscope léger II É.S.
Caractéristiques du stéthoscope Littmann^{MC} 3M^{MC}										
Positionnement du produit	Acoustique amplifiée supérieure avec réduction du bruit ambiant (RBA)	Acoustique amplifiée supérieure avec réduction du bruit ambiant (RBA)	Acoustique supérieure	Acoustique exceptionnelle	Acoustique exceptionnelle/ Pavillon polyvalent (adultes et enfants)	Excellente acoustique/ Facile à transporter	Grande sensibilité acoustique/ La norme de l'industrie	Grande sensibilité acoustique	Acoustique fiable	Tout usage
Rendement global du stéthoscope Littmann^{MC} 3M^{MC} (échelle de 1 à 10)	10+	10+	10	9	9	8	7	7	6	5
Principaux domaines d'application	Cardiologie/Grand rendement Adultes/enfants	Cardiologie/Grand rendement Adultes/enfants	Cardiologie/Grand rendement Adultes/enfants	Cardiologie/Grand rendement Adultes/enfants	Cardiologie/Grand rendement Adultes/enfants	Évaluation physique et diagnostique	Évaluation physique et diagnostique	Évaluation physique et diagnostique	Évaluation physique et de la tension artérielle limitée	Évaluation physique et de la tension artérielle limitée
Conception et technologie du pavillon	Acier inoxydable poli Simple face	Polymère chromé	Acier inoxydable fini mat, simple face avec renfort souple	Acier inoxydable usiné Double face, réglable	Alliage plaqué et poli Simple face	Acier inoxydable usiné Double face	Acier inoxydable usiné Double face	Alliage plaqué Simple face	Composite technique à base de résine, double face	
Ensemble biauriculaire	Monolumière. Tiges intégrant des composants électroniques	Double lumière	Double lumière	Double lumière	Double lumière	Monolumière forte	Monolumière	Monolumière	Monolumière	Monolumière
Embouts auriculaires	Souples	Souples	Souples	Souples	Souples	Souples	Souples	Souples	Fermes	Souples
Membrane réglable	Filtrage électronique numérique	Oui	Oui	Oui	Oui – Deux membranes réglables	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Branches	Large diamètre Alliage léger	Large diamètre Alliage léger	Large diamètre Alliage léger	Large diamètre Alliage léger	Large diamètre Alliage léger	Large diamètre Alliage léger	Diamètre standard Alliage léger	Diamètre standard Alliage léger	Diamètre standard Alliage léger	Diamètre standard Alliage léger
Embouts de rechange	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Adaptateurs spéciaux	Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Longueur standard	27 po/69 cm	29 po /73,7 cm	27 po/69 cm 22 po/56 cm	27 po/69 cm 22 po/56 cm	27 po/69 cm 22 po/56 cm	27 po/69 cm	28 po/71 cm	28 po/71 cm	28 po/71 cm	28 po/71 cm
Poids total	220 grammes	185 grammes	175, 185 grammes	168, 178 grammes	175 grammes	155 grammes	125 grammes	105 et 90 grammes	115 grammes	118 grammes
Poids du pavillon	90 grammes	106 grammes	95 grammes	92 grammes	87 grammes	80 grammes	65 grammes	45 et 30 grammes	55 grammes	51 grammes
Diamètre de la membrane	1,31 po/2,9 cm	1,31 po/2,9 cm	1,75 po/4,4 cm	2,15 po x 1,9 po/ 5,4 cm x 4,8 cm (En forme de larme)	1,7 po/4,3 cm	1,75 po/4,4 cm	1,75 po/4,4 cm	1,31 po/2,9 cm 1,06 po/2,7 cm	1,75 po/4,4 cm	2,15 po x 1,9 po/ 5,4 cm x 4,8 cm (En forme de larme)
Cloche ou membrane de faible diamètre	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	1,3 po/3,3 cm	s. o.	1,25 po/3,2 cm	1 po/2,5 cm 0,75 po/1,9 cm	s. o.	1,34 po x 1,30 po/ 34 cm x 32 cm
Garantie	2 ans	2 ans	7 ans	6 ans	5 ans	3 ans	3 ans	3 ans	2 ans	2 ans
Nombre de couleurs disponibles	1	3	6	3	5	8	11	6	4	6

La gamme des stéthoscopes Littmann® 3M^{MC}



Chef de file reconnu en matière de technologie novatrice d'auscultation, les stéthoscopes Littmann® 3M^{MC} sont réputés dans le monde pour leur qualité insurpassable. La marque Littmann® 3M^{MC} est votre garantie de précision, de supériorité acoustique, d'innovation conceptuelle et de rendement exceptionnel.

3M propose une grande variété de stéthoscopes qui sauront répondre à tous vos besoins d'auscultation. Quel que soit le modèle que vous choisirez, vous pourrez compter sur ce stéthoscope pour vous fournir un excellent rendement pendant de longues années.




En tant que professionnel exigeant les équipements les plus précis qui soient, optez pour le rendement qu'offrent les stéthoscopes Littmann® 3M^{MC}.

La commodité de la membrane réglable des stéthoscopes Littmann® 3M^{MC}


La membrane réglable des stéthoscopes Littmann® 3M^{MC} offre commodité, polyvalence et une acoustique améliorée.

Rien de plus facile que de passer du mode cloche au mode membrane; il suffit simplement de modifier la pression exercée sur le pavillon. Il n'est donc plus nécessaire d'enlever, d'indexer et de replacer le pavillon pour ausculter le même site.



Mode cloche
(basses fréquences)

Exercer une légère pression sur le pavillon. Permet d'entendre les basses fréquences.



Mode membrane
(hautes fréquences)

Sans qu'il soit nécessaire de tourner la cupule, exercer une pression ferme sur le pavillon. Permet d'entendre les hautes fréquences.

Renseignements pour commander les stéthoscopes Littmann® 3M^{MC}

(Longueur = longueur totale des embouts au pavillon)

N° de référence	Longueur	Coul. de la tige
Stéthoscope électronique modèle 4100WS Littmann® 3M^{MC}		
4100WS	27 po (69 cm)	Noir
Stéthoscope électronique modèle 3000 Littmann® 3M^{MC}		
3000BK29	29 po (73,7 cm)	Noir
3000BU	29 po (73,7 cm)	Bourgogne
3000NB	29 po (73,7 cm)	Marine
Stéthoscope de cardiologie «Master» Littmann® 3M^{MC}		
2159	22 po (55,8 cm)	Noir
2160	27 po (69 cm)	Noir
2163	27 po (69 cm)	Bourgogne
2164	27 po (69 cm)	Marine
2165	27 po (69 cm)	Vert forêt
2167	27 po (69 cm)	Prune
Édition noire—Pavillon et tiges auriculaires plaqués noir		
2161	27 po (69 cm)	Noir
Stéthoscope de cardiologie S.T.C. Littmann® 3M^{MC}		
4471	27 po (69 cm)	Noir
4472	27 po (69 cm)	Bourgogne
4473	27 po (69 cm)	Marine
Stéthoscope de cardiologie III Littmann® 3M^{MC}		
3127	22 po (55,8 cm)	Noir
3128	27 po (69 cm)	Noir
3129	27 po (69 cm)	Bourgogne
3130	27 po (69 cm)	Marine
3134	27 po (69 cm)	Vert forêt
3135	27 po (69 cm)	Prune
Stéthoscope «Master» Classique II Littmann® 3M^{MC}		
2144L	27 po (69 cm)	Noir
2143	27 po (69 cm)	Pourpre
2146	27 po (69 cm)	Bourgogne
2147	27 po (69 cm)	Marine
2630	27 po (69 cm)	Bleu des Caraïbes
2632	27 po (69 cm)	Vert forêt
2633	27 po (69 cm)	Bleu ciel
Édition noire—Pavillon et tiges auriculaires plaqués noir		
2141	27 po (69 cm)	Noir



Tous les stéthoscopes Littmann 3M énumérés sont exempts de latex de caoutchouc naturel et de caoutchouc sec naturel, que ce soit dans le produit lui-même ou dans son emballage.

- Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec la Compagnie 3M Canada au 1 800 364-3577 (8 h 00 à 18 h 00 HNE)
- Réparations des stéthoscopes Littmann 3M : Centre de réparations des produits de soins de santé, 109 Meg Drive Dock 11, London, ON N6E 3Z7. 1 888 326-7759



Soins de santé 3M
3M Canada
Case postale 5757
London (Ontario) N6A 4T1
1 800 364-3577
www.littmann.com

3M Health Care
3M Centre, Building 275-4W-02
St. Paul, MN 55144-1000
É.-U.

3M, Littmann et le logo Littmann sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
Veuillez recycler. Imprimé au Canada.
© 3M, 2008. Tous droits réservés.
0807-2935F

N° de référence	Longueur	Coul. de la tige
Stéthoscope Classique II É.S. Littmann® 3M^{MC}		
2201	28 po (71,1 cm)	Noir
2203	28 po (71,1 cm)	Gris
2205	28 po (71,1 cm)	Marine
2206	28 po (71,1 cm)	Bleu des Caraïbes
2208	28 po (71,1 cm)	Vert forêt
2209	28 po (71,1 cm)	Pourpre
2210	28 po (71,1 cm)	Framboise
2211	28 po (71,1 cm)	Bourgogne
2812	28 po (71,1 cm)	Orange
2813	28 po (71,1 cm)	Bleu ciel
2814	28 po (71,1 cm)	Écume de mer
Stéthoscope de pédiatrie Classique II Littmann® 3M^{MC}		
2113	28 po (71,1 cm)	Noir
2113R	28 po (71,1 cm)	Rouge
2119	28 po (71,1 cm)	Bleu des Caraïbes
2122	28 po (71,1 cm)	Framboise
2123	28 po (71,1 cm)	Marine
Stéthoscope pour nourrissons Classique II Littmann® 3M^{MC}		
2114	28 po (71,1 cm)	Noir
2114R	28 po (71,1 cm)	Rouge
2124	28 po (71,1 cm)	Bleu des Caraïbes
2125	28 po (71,1 cm)	Framboise
2126	28 po (71,1 cm)	Lilas
Stéthoscope «Select» Littmann® 3M^{MC}		
2290	28 po (71,1 cm)	Noir
2293	28 po (71,1 cm)	Bourgogne
2296	28 po (71,1 cm)	Framboise
2298	28 po (71,1 cm)	Bleu roi
Stéthoscope léger II É.S. Littmann® 3M^{MC}		
2450	28 po (71,1 cm)	Noir
2451	28 po (71,1 cm)	Bourgogne
2452	28 po (71,1 cm)	Bleu des Caraïbes
2453	28 po (71,1 cm)	Lilas
2454	28 po (71,1 cm)	Bleu ciel
2455	28 po (71,1 cm)	Écume de mer

N° de référence	Longueur/Qté	Coul. de la tige/plaque
Stéthoscopes pour l'enseignement Littmann® 3M^{MC}		
Stéthoscope «Master» Classique II Littmann® 3M ^{MC} (deux branches)		
2139	40 po (101,6 cm)	Noir
Stéthoscope Classique II É.S. Littmann® 3M ^{MC} (deux branches)		
2138	40 po (101,6 cm)	Noir
Plaques d'identification Littmann® 3M^{MC}		
2170	5/boîte	Noir
2171	5/boîte	Gris