

# 3M<sup>™</sup> Littmann<sup>®</sup> Stethoscopes Tubing Colours



With all of the tubing colour choices you see here, you can get a 3M Littmann Stethoscope to say practically anything about the type of person you are.

	Black	Burgundy	Navy Blue	Hunter Green	Plum	Caribbean Blue	Gray	Ceil Blue	Purple	Raspberry	Orange	Seafoam Green	Red	Lilac	Royal Blue
Electronic Model 4100WS	4100WS														
Electronic Model 3000	3000BK29	3000BU	3000NB												
Master Cardiology	2159 2160 2161	2163	2164	2165	2167										
Cardiology STC	4471	4472	4473												
Cardiology III	3127 3128	3129	3130	3134	3135										
Master Classic II	2144L 2141	2146	2147	2632		2630		2633	2143						
Classic II S.E.	2201	2211	2205	2208		2206	2203	2813	2209	2210	2812	2814			
Classic II Pediatric	2113		2123			2119				2122			2113R		
Classic II Infant	2114					2124				2125			2114R	2126	
Select	2290	2293								2296					2298
Lightweight II S.E.	2450	2451				2452		2454				2455		2453	

**3M Health Care**  
**3M Canada**  
Post Office Box 5757  
London, Ontario N6A 4T1  
1 800 364-3577  
www.littmann.com


**3M Health Care**  
3M Centre, Building 275-4W-02  
St. Paul, MN 55144-1000  
USA

3M, Littmann and the Littmann logo are trademarks of 3M.  
Used under license in Canada.  
Please recycle. Printed in Canada  
© 2008, 3M. All rights reserved.  
0707-2934B



# Les couleurs des tubes des stéthoscopes Littmann® de 3M™

Le vaste choix de couleurs de tube illustré ici vous permet d'obtenir un stéthoscope Littmann 3M qui révèle presque tout de votre personnalité.



	Noir	Bourgogne	Marine	Vert forêt	Prune	Bleu des Caraïbes	Gris	Bleu ciel	Pourpre	Framboise	Orange	Écume de mer	Rouge	Lilas	Bleu roi
Stéthoscope électronique modèle 4100WS	4100WS														
Stéthoscope électronique modèle 3000	3000BK29	3000BU	3000NB												
Stéthoscope de cardiologie «Master»	2159 2160 2161	2163	2164	2165	2167										
Stéthoscope de cardiologie S.T.C.	4471	4472	4473												
Stéthoscope de cardiologie III	3127 3128	3129	3130	3134	3135										
Stéthoscope «Master» Classique II	2144L 2141	2146	2147	2632		2630		2633	2143						
Stéthoscope Classique II É.S.	2201	2211	2205	2208		2206	2203	2813	2209	2210	2812	2814			
Stéthoscope de pédiatrie Classique II	2113		2123			2119				2122			2113R		
Stéthoscope pour nourrissons Classique II	2114					2124				2125			2114R	2126	
Stéthoscope «Select»	2290	2293								2296					2298
Stéthoscope léger É.S. II	2450	2451				2452		2454				2455		2453	

**Soins de santé 3M  
3M Canada**  
Case postale 5757  
London (Ontario) N6A 4T1  
1 800 364-3577  
www.littmann.com

**3M Health Care / Soins de santé**  
3M Centre, Building 275-4W-02  
St. Paul, MN 55144-1000  
USA

3M, Littmann et le logo Littmann sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. Veuillez recycler. Imprimé au Canada.  
© 3M, 2008. Tous droits réservés.  
0707-2934B

