

3

Termógrafo TL20

Para monitorear el almacenamiento y transporte de productos sensibles a la temperatura

- ✓ *Confiable y reutilizable hasta por un año*
- ✓ *Código único de identificación*
- ✓ *Operación y uso amigable y un completo software para PC*
- ✓ *Permite la programación para una máxima flexibilidad*

Cuando usted o sus clientes requieran saber las condiciones de temperatura durante el embarque, todo lo que usted necesita ahora viene en un pequeño y completo sistema:

- Alternativa eficaz en costo frente a otros termógrafos re-utilizables que requieran calibración
- Confiable y preciso en la grabación de hasta 12.000 registros de temperatura y tiempo
- Batería de alto desempeño con duración de hasta 12 meses con protección de circuitos e indicador del estado de la batería
- Opciones de destello de LEDs para visualizar las temperaturas que excedan los límites programados
- Cumplimiento EN 12830 para el transporte y almacenaje de alimentos fríos o congelados

Termógrafo TL20 de 3M™ Componentes

- Termógrafo TL20
- Software para PC Versión 4.0 para Termógrafos TL20
- Cable USB para conexión de Termógrafo TL20
- Bolsa plástica para ser usada en caso que el Termógrafo TL20 sea colocado en contacto directo con alimentos
- Website: www.3M.com/temperaturelogger

Señales LED durante exposición a bajas y altas temperaturas

Botón start/stop para un fácil uso



Cubierta resistente

Azul para una alta visibilidad

TAMANO REAL



Sistema de monitoreo de temperatura para la confiabilidad de la frescura en el período de almacenamiento y transporte

