

Récurage des surfaces de cuisson

Poignée 461, Tampon Scotch-Brite™ 46, Grille 200

Fiche technique réf. : FT 216

Date : Aout 2021


DESCRIPTION :

Ce système de nettoyage de grils et pianos est composé d'une poignée support, d'une grille de récurage intensif et d'un tampon pour le polissage/la finition.

Poignée 461 : Poignée en plastique bleue avec une plaque métallique.

Tampon de polissage 46 : Nappe grise épaisse et résistante en fibres synthétiques contenant des particules très abrasives.

Grille à récurer 200 : Grille en plastique résistant à structure ouverte contenant des particules abrasives dures.



AVANTAGES :

Support 461 :

- Protège les mains des graisses et des brûlures.
- Permet un nettoyage impeccable en exerçant une plus forte pression.

Tampon de polissage 46 :

- Permet un nettoyage plus efficace.
- Limite l'adhérence des aliments et facilite les nettoyages futurs.

Grille à récurer 200 :

- Détache efficacement les graisses et les résidus alimentaires carbonisés.
- Ne s'encrasse pas et nettoie rapidement et facilement.

UTILISATION :

Nettoyage et polissage des fours, grils et pianos froids : Nettoyage de fin de journée.

MODE D'EMPLOI :

Nettoyage et récurage :

Placer la grille à récurer 200 sur le gril ou le piano

Poser le tampon 46 puis la poignée support dessus.

Exercer une pression et effectuer un mouvement de va et vient.

Remarque : Intercaler le tampon 46 entre la grille et le support permet de maximiser la durée de vie de la grille et minimise la charge.

- La grille à récurer 200 peut être utilisée des 2 côtés.
- Polissage : Utiliser le tampon 46 seul sous la poignée 461 une fois le récurage terminé - La température doit être inférieure à 100°C.

ENTRETIEN :

- Bien rincer la grille et le tampon après chaque utilisation.
- Si nécessaire, retirer les résidus incrustés dans la nappe du tampon 46 à l'aide d'une brosse en nylon.

*3M Science. Au service de la Vie.

CARACTERISTIQUES

	461	46	200
Poids (g/unité)	240	12	7 à 8
Epaisseur (mm)	75	12	0.5
Dimension (mm)	101x133	101x133	104x140

CERTIFICATION

Le tampon Scotch-Brite™ 46 et la grille de récurage 200 sont certifiés par l'organisme HACCP International

(**) *Hazardous Analysis Control Check Point*



Protection & Hygiène Professionnelles

3M France

1 Parvis de l'Innovation - CS20203

95006 Cergy-Pontoise Cedex

Tél. : (33) 01 30 31 61 61