



皮膚貼付用粘着テープ


#1503, #1521, #1525L, #1526 #9865, #9865A

3M 皮膚貼付用粘着テープ #1503, #1521, #1525L, #1526 #9865, #9865Aはポリエチレンフィルム基材の防水性の高い片面粘着テープです。

【特長】

- 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
- テープは無色透明または薄茶色で、皮膚に貼付しても目立ちにくいです。
- 低アレルギー性の粘着剤を使用しております。
- 天然ゴムは使用しておりません。

【構造】



【安全性について】

本製品はISO 10993に準拠した生物学的試験を実施し、人体への安全性が確認されています。

【用途】

- 救急絆創膏の基材
- 各種医療機器の皮膚への固定

【滅菌適合性】

ガンマ線滅菌およびEOG滅菌が可能です。

【物理的特性】

項目	#1503	#1521	#1525L	#1526	#9865	#9865A
テープ厚	0.13mm	0.16mm	0.11mm	0.13mm	0.11mm	0.10mm
(フィルム厚)	90μm	125μm	75μm	90μm	75μm	75μm
剥離紙厚	0.12mm	0.15mm	0.12mm	0.12mm	0.12mm	0.08mm
接着力	4.5N/cm	2.3N/cm	1.7N/cm	4.0N/cm	2.9N/cm	2.1N/cm
色	薄茶	無色	無色	無色	無色	無色
基材背面への印刷	可	可	不可	可	可	可
最大幅	1220 mm					
最大巻き長さ	450m	320m	450m	450m	910m	1140m
巻き方向	ライナー内巻	ライナー内巻	ライナー内巻	ライナー内巻	ライナー外巻	ライナー外巻

【供給形態】

基本的にはロール状での販売となります。

特殊仕様（エクステンドライナー、ライナー背割り、シート状/打ち抜き加工品）を希望される場合は弊社担当者にご相談ください

本品はISO10993に準拠した生物学的安全性評価にて安全性を確認しておりますが、本品を用いた最終的な製品の安全性並びに用途及び要求事項への適合性につきましては、お客様で評価及び判断していただきますようお願いいたします。

また、低アレルギー性の粘着剤を使用しておりますが、全ての方にアレルギーが発生しないということではありません。

万が一不良品が発生した場合には代替品の納入または購入代金の返還にて対応させていただきます。不良によってお客様が被った損害については弊社は責任を負わないものとします。

2016年2月
スリーエム ジャパン(株)
ヘルスケアカンパニー
皮膚創傷ケア製品技術部