




3M 皮膚貼付用粘着剤転写テープ #1504XL は基材のないテープです。

【特長】

- さまざまな素材に高い接着性を示す合成ゴム系の粘着剤を使用しており、不織布やフィルムなど、幅広い用途にご使用いただけます。
- 低アレルギー性の粘着剤を使用しております。
- 基材のない粘着剤転写テープで、薄く、追従性が高くなっています。
- 天然ゴムは使用しておりません。

【構造】



【安全性について】

本製品はISO 10993に準拠した生物学的試験を実施し、人体への安全性が確認されています。

【用途】


- 医療機器の素材同士の貼合せ
- 付け爪の固定

【滅菌適合性】

ガンマ線滅菌およびEOG滅菌が可能です。

【物理的特性】

項目	数値	備考
テープ厚	0.10mm	剥離紙を除いた厚さ
剥離紙厚	0.09mm	
接着力	12.8N/cm	対ポリプロピレン板での測定値 (超高粘着タイプ)



【供給形態】

下記サイズのロール状のみでの販売となります。(全てエクステンドライナー仕様)

ライナー幅	粘着剤幅	最大巻き長さ
19mm	16mm	110m
25mm	22mm	110m
38mm	35mm	548m
51mm	48mm	548m
76mm	73mm	548m
152mm	149mm	548m

本品はISO10993に準拠した生物学的安全性評価にて安全性を確認しておりますが、本品を用いた最終的な製品の安全性並びに用途及び要求事項への適合性につきましては、お客様で評価及び判断していただきますようお願いいたします。

また、低アレルギー性の粘着剤を使用しておりますが、全ての方にアレルギーが発生しないということではありません。

万が一不良品が発生した場合には代替品の納入または購入代金の返還にて対応させていただきます。不良によってお客様が被った損害については弊社は責任を負わないものとします。

2016年2月

スリーエム ジャパン(株)
ヘルスケアカンパニー
皮膚創傷ケア製品技術部