


3M 皮膚貼付用両面粘着テープ #1522H

3M 皮膚貼付用両面粘着テープ #1522H はポリエチレンフィルム基材の両面粘着テープです。

【特長】

- 病院で実績のある皮膚用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。高い接着性を特長としていますので、かつら等を確実に固定する用途に適しています。
- 低アレルギー性の粘着剤を使用しております。
- 天然ゴムは使用しておりません。

【構造】




【安全性について】

本製品はISO 10993に準拠した生物学的試験を実施し、人体への安全性が確認されています。

【用途】

- かつらの固定
- 付け爪の固定

※ 粘着性が高いため、テープをはがす際に粘着剤の一部が残ることがあります。皮膚やかつらに残った粘着剤はベビーオイル等を使って取り除いてください



【物理的特性】

項目	数値	備考
テープ厚	0.33mm	剥離紙を除いた厚さ
剥離紙厚	0.14mm	
接着力	6.7N/cm	対ポリプロピレン板での測定値 (高粘着タイプ)

【供給形態】

基本的にはロール状での販売となります。
製品サイズについては、弊社担当者にご相談ください。

本品はISO10993に準拠した生物学的安全性評価にて安全性を確認しておりますが、本品を用いた最終的な製品の安全性並びに用途及び要求事項への適合性につきましては、お客様で評価及び判断していただきますようお願いいたします。

また、低アレルギー性の粘着剤を使用しておりますが、全ての方にアレルギーが発生しないということではありません。

万が一 不良品が発生した場合には代替品の納入または購入代金の返還にて対応させていただきます。 不良によってお客様が被った損害については弊社は責任を負わないものとします。