




皮膚貼付用粘着テープ #1527

3M 皮膚貼付用粘着テープ #1527はポリオレフィンと EVA をブレンドしたフィルム基材の片面粘着テープで、エンボス加工により手切れ性があります。

【特長】

- エンボス加工を施したフィルム基材の粘着テープです。用途に応じて縦、横 両方向に手で裂くことができます。
- 低アレルギー性の粘着剤を使用しております。
- 天然ゴムは使用しておりません。
- 通気性が高く、皮膚貼付用途に適しています。

【構造】



【安全性について】

本製品は ISO 10993 に準拠した生物学的試験を実施し、人体への安全性が確認されています。

【用途】

- 救急絆創膏の基材
- 各種医療機器の皮膚への固定

【滅菌適合性】

ガンマ線滅菌および EOG 滅菌が可能です。

【物理的特性】

項目	数値	備考
テープ厚	0.17mm	剥離紙を除いた厚さ
接着力	2.7N/cm	対ステンレス板での測定値

【供給形態】

基本的にはロール状での販売となります。

(最大幅 1220mm、最大巻長さ 540m)

特殊仕様(エクステンドライナー、ライナー背割り、シート状/打ち抜き加工品)を希望される場合は弊社担当者にご相談ください

本品は ISO10993 に準拠した生物学的安全性評価にて安全性を確認しておりますが、本品を用いた最終的な製品の安全性並びに用途及び要求事項への適合性につきましては、お客様で評価及び判断していただきますようお願いいたします。

また、低アレルギー性の粘着剤を使用しておりますが、全ての方にアレルギーが発生しないということではありません。

万が一 不良品が発生した場合には代替品の納入または購入代金の返還にて対応させていただきます。 不良によってお客様が被った損害については弊社は責任を負わないものとします。

2016年2月

スリーエム ジャパン(株)

ヘルスケアカンパニー

皮膚創傷ケア製品技術部