



皮膚貼付用粘着テープ


#1530, #1533

3M 皮膚貼付用粘着テープ #1530, #1533は通気性を有するレーヨン不織布に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。剥離紙ありのタイプと剥離紙なしのタイプから選んでご使用いただけます。

【特長】

- 通気性のあるレーヨン不織布を使用していますので、蒸れにくく、さまざまな用途にご使用いただけます。
- 低アレルギー性の粘着剤を使用しています。
- 手で簡単に切ることができます。
- 薄茶色タイプ（#1533）は皮膚に貼っても目立ちません。
- 天然ゴムは使用しておりません。

【構造】



【安全性について】

本製品はISO 10993に準拠した生物学的試験を実施し、人体への安全性が確認されています。

【用途】

- 生体電極の皮膚への固定
- 磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定
- 各種医療機器の皮膚への固定

【滅菌適合性】

ガンマ線滅菌 および EOG 滅菌 が可能です。

【物理的特性】

項目	#1530	#1530L	#1533	#1533L
テープ厚	0.14mm	0.14mm	0.14mm	0.14mm
剥離紙厚	なし	0.12mm	なし	0.12mm
接着力	1.6N/cm	1.6N/cm	1.6N/cm	1.6N/cm
色	白	白	薄茶	薄茶
最大幅	1220mm	1220mm	1220mm	1220mm
最大巻き長さ	770m	590m	770m	410m

本品はISO10993に準拠した生物学的安全性評価にて安全性を確認しておりますが、本品を用いた最終的な製品の安全性並びに用途及び要求事項への適合性につきましては、お客様で評価及び判断していただきますようお願いいたします。

また、低アレルギー性の粘着剤を使用しておりますが、全ての方にアレルギーが発生しないということではありません。

万が一 不良品が発生した場合には代替品の納入または購入代金の返還にて対応させていただきます。 不良によってお客様が被った損害については弊社は責任を負わないものとします。

2016年2月
スリーエム ジャパン(株)
ヘルスケアカンパニー
皮膚創傷ケア製品技術部