




皮膚貼付用粘着テープ #1538, #1538L

3M 皮膚貼付用粘着テープ #1538, #1538L は高強度のレーヨン/アセテート綿布に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。剥離紙ありのタイプと剥離紙なしのタイプから選んでご使用いただけます。

【特長】

- 病院で実績のある皮膚用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
- 低アレルギー性の粘着剤を使用しております。
- 引張強度の高い基材と高い接着強度を有し、しっかりとした固定に適しています。
- 手で簡単に切ることができます。
- 天然ゴムは使用しておりません。

【構造】



【安全性について】

本製品はISO 10993に準拠した生物学的試験を実施し、人体への安全性が確認されています。

【用途】

- 各種医療機器の皮膚への固定

【滅菌適合性】

ガンマ線滅菌およびEOG滅菌が可能です。

【物理的特性】

項目	#1538	#1538L
テープ厚	0.20mm	0.20mm
剥離紙厚	なし	0.15mm
接着力	3.7N/cm	3.7N/cm
色	白	白
最大幅	1220mm	1220mm
最大巻き長さ	450m	320m

【供給形態】

基本的にはロール状での販売となります。

特殊仕様（エクステンドライナー、ライナー背割り、シート状/打ち抜き加工品）を希望される場合は弊社担当者にご相談ください

本品はISO10993に準拠した生物学的安全性評価にて安全性を確認しておりますが、本品を用いた最終的な製品の安全性並びに用途及び要求事項への適合性につきましては、お客様で評価及び判断していただきますようお願いいたします。

また、低アレルギー性の粘着剤を使用しておりますが、全ての方にアレルギーが発生しないということではありません。

万が一不良が発生した場合には代替品の納入または購入代金の返還にて対応させていただきます。不良によってお客様が被った損害については弊社は責任を負わないものとします。

2016年2月
スリーエム ジャパン(株)
ヘルスケアカンパニー
皮膚創傷ケア製品技術部

<http://www.mmm.co.jp/hc/industry/index.html>