




皮膚貼付用粘着テープ #1529

3M 皮膚貼付用粘着テープ #1529は通気性を有するレーヨン不織布に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。

【特長】

- 通気性のあるレーヨン不織布を使用していますので、蒸れにくく さまざまな用途にご使用いただけます。
- 基材のレーヨン不織布への印刷が可能です。
- 低アレルギー性の粘着剤を使用しています。
- 手で簡単に切ることができます。
- 天然ゴムは使用しておりません。

【構造】



【安全性について】

本製品はISO 10993に準拠した生物学的試験を実施し、人体への安全性が確認されています。

【用途】

- 生体電極の皮膚への固定
- 磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定
- 各種医療機器の皮膚への固定

【滅菌適合性】

ガンマ線滅菌 および EOG 滅菌 が可能です。

【物理的特性】

項目	数値	備考
テープ厚	0.14mm	剥離紙を除いた厚さ
剥離紙厚	0.15mm	
接着力	1.6N/cm	対ステンレス板での測定値

【供給形態】

基本的にはロール状での販売となります。

(最大幅 1220mm、 最大巻長さ 450m)

特殊仕様 (エクステンドライナー、シート状/打ち抜き加工品) を希望される場合は弊社担当者にご相談ください

本品はISO10993に準拠した生物学的安全性評価にて安全性を確認しておりますが、本品を用いた最終的な製品の安全性並びに用途及び要求事項への適合性につきましては、お客様で評価及び判断していただきますようお願いいたします。

また、低アレルギー性の粘着剤を使用しておりますが、全ての方にアレルギーが発生しないということはありません。

万が一 不良品が発生した場合には代替品の納入または購入代金の返還にて対応させていただきます。 不良によってお客様が被った損害については弊社は責任を負わないものとします。

2016年2月
スリーエム ジャパン(株)
ヘルスケアカンパニー
皮膚創傷ケア製品技術部