


# 3M 3M™ 皮膚貼付用片面粘着テープ #2476P

3M™ 皮膚貼付用片面粘着テープ #2476P は伸縮性のあるポリエステル不織布（спанレース）の基材に皮膚貼付用シリコン系粘着剤を塗布した製品です。

## 【特長】

- 低アレルギー性で肌に優しいシリコン系の粘着剤を使用しております。
- 観察のため一時的に剥がす時や位置直し時等の貼り直しが可能です。
- 横方向に伸縮性のあるポリエステル不織布（спанレース）基材を使用しております。
- 天然ゴムは使用しておりません。
- 剥離力の軽い剥離フィルムを使用しております。

## 【構造】



## 【安全性について】

本製品は ISO 10993 に準拠した生物学的試験を実施し、人体への安全性が確認されています。

## 【用途】

- 各種医療機器の皮膚への固定
- ドレッシング材
- 生体電極、各種医療センサー類の皮膚への固定
- 磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定
- 救急絆創膏の基材

## 【滅菌適合性】

EOG 滅菌が可能です。

## 【物理的特性】

項目	数値	備考
テープ厚	0.37mm	剥離フィルムを除いた厚さ
剥離フィルム厚	0.09mm	
接着力	0.4N/cm	ステンレス板に対する測定値

## 【供給形態】

基本的には3インチ紙管を使用したロール状での販売となります。

（最大幅 610mm、最大巻き長さ 183m）

特殊仕様（エクステンドライナー、ライナー背割り、シート状/打ち抜き加工品）を希望される場合は弊社担当者にご相談ください。

本品は ISO10993 に準拠した生物学的安全性評価にて安全性を確認しておりますが、本品を用いた最終的な製品の安全性並びに用途及び要求事項への適合性につきましては、お客様で評価及び判断していただきますようお願いいたします。

また、低アレルギー性の粘着剤を使用しておりますが、全ての方にアレルギーが発生しないということではありません。

万が一 不良品が発生した場合には代替品の納入または購入代金の返還にて対応させていただきます。 不良によってお客様が被った損害について弊社は責任を負わないものとします。

2017年9月  
スリーエム ジャパン(株)  
ヘルスケアカンパニー  
皮膚創傷ケア製品技術部