




皮膚貼付用 低剥離刺激粘着テープ #1750、#1750L

3M 皮膚貼付用 低剥離刺激粘着テープ #1750、#1750L は皮膚刺激の少ない、肌にやさしいテープです。

【特長】

- 微小な球状の粘着剤が塗布されています。テープを剥がすときに球状の粘着剤が優しく皮膚から剥がれていきます。
- 低アレルギー性の粘着剤を使用しております。
- 天然ゴムは使用しておりません。

【構造】



【安全性について】

本製品はISO 10993に準拠した生物学的試験を実施し、人体への安全性が確認されています。

【用途】

- 小児、高齢者への貼付
- がん、透析患者など、皮膚の状態が悪くなっている方への貼付

【滅菌適合性】

EOG 滅菌が可能です。

【物理的特性】

項目	#1750	#1750L	備考
テープ厚	0.07mm	0.07mm	剥離紙を除いた厚さ
剥離紙厚	—	0.11mm	
テープ色	肌色	肌色	
剥離紙色	—	白	
接着力	1.1N/cm	1.1N/cm	対ステンレス板での測定値
最大幅	575mm	575mm	
標準巻き長さ	100m	100m	

【品質保証期間】

製造後 2年 です

【供給形態】

基本的にはロール状での販売となります。

特殊仕様（エクステンドライナー、ライナー背割り、シート状/打ち抜き加工品）を希望される場合は弊社担当者にご相談ください

本品はISO10993に準拠した生物学的安全性評価にて安全性を確認しておりますが、本品を用いた最終的な製品の安全性並びに用途及び要求事項への適合性につきましては、お客様で評価及び判断していただきますようお願いいたします。

また、低アレルギー性の粘着剤を使用しておりますが、全ての方にアレルギーが発生しないということではありません。

万が一 不良品が発生した場合には代替品の納入または購入代金の返還にて対応させていただきます。 不良によってお客様が被った損害については弊社は責任を負わないものとします。

2016年2月
スリーエム ジャパン(株)
ヘルスケアカンパニー
皮膚創傷ケア製品技術部