




皮膚貼付用 伸縮性綿布基材粘着テープ #2723WL

3M 皮膚貼付用 伸縮性綿布基材粘着テープは縦方向に伸縮性のある綿布に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した追従性の高い片面粘着テープです。

【特長】

- 病院で実績のある皮膚用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
- 低アレルギー性の粘着剤を使用しております。
- 基材に柔軟性がありますので、形状の複雑な部分にもしわを作らずに貼ることができます。
- 3M 独自の粘着剤塗布技術により開口部分の多い「ダイヤ格子型通気性コート」を採用していますので、高い通気性が得られ、皮膚が蒸れにくくなっています。
- 基材に撥水処理タイプの綿布を使用しています。
- 天然ゴムは使用しておりません。

【構造】



【安全性について】

本製品はISO 10993に準拠した生物学的試験を実施し、人体への安全性が確認されています。

【用途】

- 各種医療機器の皮膚への固定
- 救急絆創膏の基材
- 磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定

【物理的特性】

項目	#2723WL
テープ厚	0.42mm
剥離紙厚	0.09mm
接着力	0.9N/cm
色	薄茶
最大幅	600mm

【供給形態】

基本的にはロール状での販売となります。

特殊仕様（シート状、打ち抜き加工品など）を希望される場合は弊社担当者にご相談ください

本品はISO10993に準拠した生物学的安全性評価にて安全性を確認しておりますが、本品を用いた最終的な製品の安全性並びに用途及び要求事項への適合性につきましては、お客様で評価及び判断していただきますようお願いいたします。

また、低アレルギー性の粘着剤を使用しておりますが、全ての方にアレルギーが発生しないということではありません。

万が一不良が発生した場合には代替品の納入または購入代金の返還にて対応させていただきます。不良によってお客様が被った損害については弊社は責任を負わないものとします。

2016年2月
スリーエム ジャパン(株)
ヘルスケアカンパニー
皮膚創傷ケア製品技術部

<http://www.mmm.co.jp/hc/industry/index.html>