




皮膚貼付用フォーム基材粘着テープ #9777L, #9780, #9781, #9785

3M 皮膚貼付用粘着テープ #9777L, #9780, #9781, #9785はPVCフォーム基材の片面粘着テープです。

【特長】

- 病院で実績のある皮膚用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
- 低アレルギー性の粘着剤を使用しております。
- 基材に柔軟性がありますので、皮膚への負担が少なく、クッション材としてもご使用いただけます。
- 天然ゴムは使用しておりません

【構造】



【安全性について】

本製品はISO 10993に準拠した生物学的試験を実施し、人体への安全性が確認されています。

【用途】

- 各種医療センサー類の皮膚への固定、装具のクッション材
- 救急絆創膏の基材
- フェイスデコレーション
- フットケア製品

【滅菌適合性】

EOG 滅菌、 γ 線滅菌が可能です。

【物理的特性】

項目	#9777L	#9780	#9781	#9785
テープ厚	0.86mm	0.57mm	0.57mm	0.57mm
剥離紙厚	0.10mm	0.10mm	0.10mm	0.10mm
接着力	0.9N/cm	0.9N/cm	0.9N/cm	0.9N/cm
色	アイボリー	ブルー	アイボリー	薄茶
最大幅	1220mm	1220mm	1220mm	1220mm
最大巻き長さ	130m	190m	190m	190m

【製品外観について】

基材の性質上、直径1～2mm程度のピンホールが混入する場合がありますので、ご了承ください。

【供給形態】

基本的にはロール状での販売となります。

特殊仕様（エクステンドライナー、ライナー背割り、シート状/打ち抜き加工品など）を希望される場合は弊社担当者にご相談ください

本品はISO10993に準拠した生物学的安全性評価にて安全性を確認しておりますが、本品を用いた最終的な製品の安全性並びに用途及び要求事項への適合性につきましては、お客様で評価及び判断していただきますようお願いいたします。

また、低アレルギー性の粘着剤を使用しておりますが、全ての方にアレルギーが発生しないということではありません。

万一、不良品が発生した場合には代替品の納入または購入代金の返還にて対応させていただきます。不良によってお客様が被った損害については弊社は責任を負わないものとします。