




# フレックスフォームワイヤーテープ #9779W, #9779B

3M フレックスフォームワイヤーテープ #9779W, #9779Bは手術用ドレープの部材を任意の形状に維持するための金属ワイヤー入り樹脂成型品（粘着剤付き）です。

## 【特長】

- このテープは二本の形状維持性の高い金属ワイヤーが樹脂に入っていますので、その片面に塗布されている粘着剤で部材に貼ることで形状を付与することができます。
- ロール状での提供となりますので、任意の長さに切ってご使用いただけます。
- 天然ゴムは使用しておりません。

## 【製品外観】



## 【安全性について】

本製品は皮膚への使用は想定していませんが、上記の用途での安全性が確認されています。

## 【用途】

- 集液バッグの開口部の形状維持 等

## 【滅菌適合性】

ガンマ線滅菌 および EOG 滅菌 が可能です。

## 【物理的特性, 供給形態】

項目	#9779W	#9779B
テープ幅	7.9mm	9mm
巻き長さ	320m	
色	白	青
コア仕様	内径 6インチコア、幅 63.5mm ※製品はレベル巻き（ポビン巻き）です。	

本品は ISO10993 に準拠した生物学的安全性評価にて安全性を確認しておりますが、本品を用いた最終的な製品の安全性並びに用途及び要求事項への適合性につきましては、お客様で評価及び判断していただきますようお願いいたします。

また、低アレルギー性の粘着剤を使用しておりますが、全ての方にアレルギーが発生しないということではありません。

万が一 不良品が発生した場合には代替品の納入または購入代金の返還にて対応させていただきます。 不良によってお客様が被った損害については弊社は責任を負わないものとします。