




# 皮膚貼付用粘着テープ #9907W #9907T

3M 皮膚貼付用粘着テープ #9907W #9907T は伸縮性のあるポリウレタン不織布の基材に皮膚貼付用の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。

## 【特長】

- 縦横両方向に伸縮性のあるポリウレタン不織布基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。
- 通気性が高く、皮膚貼付用途に適しています。
- 天然ゴムは使用しておりません

## 【構造】



## 【安全性について】

本製品はISO 10993に準拠した生物学的試験を実施し、人体への安全性が確認されています。

## 【用途】

- 磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定
- 電極、オストミー等、各種医療機器の皮膚への固定

## 【滅菌適合性】

EOG 滅菌が可能です。

## 【物理的特性】

項目	#9907W	#9907T	備考
テープ厚	0.25mm	0.25mm	剥離紙を除いた厚さ
剥離紙厚	0.08mm	0.08mm	
接着力	3.9N/cm	3.9N/cm	対ステンレス板での測定値
色	白	薄茶	

## 【供給形態】

基本的にはロール状での販売となります。

(最大幅 1270mm、巻き長さ最大370m)

特殊仕様 (エクステンドライナー、ライナー背割り、シート状/打ち抜き加工品) を希望される場合は弊社担当者にご相談ください

本品はISO10993に準拠した生物学的安全性評価にて安全性を確認しておりますが、本品を用いた最終的な製品の安全性並びに用途及び要求事項への適合性につきましては、お客様で評価及び判断していただきますようお願いいたします。

また、低アレルギー性の粘着剤を使用しておりますが、全ての方にアレルギーが発生しないということではありません。

万が一不良品が発生した場合には代替品の納入または購入代金の返還にて対応させていただきます。不良によってお客様が被った損害については弊社は責任を負わないものとします。

2016年2月  
スリーエム ジャパン(株)  
ヘルスケアカンパニー  
皮膚創傷ケア製品技術部