

ポイントクラブ 2019

3M™ ペトリフィルム™ 培地をたくさん使って、
貯まったスプレッダーでプレゼントに応募しよう!




スプレッダー
5枚
からお申し込み
いただけます!

応募期間 2019年6月1日(土) ▶ 12月31日(火)

3M™ ペトリフィルム™ 培地 ポイントクラブとは?

3M™ ペトリフィルム™ 培地をご使用いただき、貯まったスプレッダーを枚数に応じてプレゼントと交換することができます。ポイントクラブは、日頃3M™ ペトリフィルム™ 培地をご使用いただいているお客様が対象のポイントサービスです。右記の「お申し込みの流れ」をご覧ください、お申し込みください。



3M™ ペトリフィルム™ 培地を使用する際に不可欠なスプレッダー

スプレッダーと呼ばれるプラスチック製の板は、3M™ ペトリフィルム™ 培地を使用する際には必ず必要となります。スプレッダーは英語の“Spread”の意味通り、接種した検体を均一に広げる役目があります。

お申し込みの流れ

- 1 ご使用予定のないスプレッダーを用意してください。
- 2 申込用紙をダウンロードし、必要事項を記入してください。
Webアドレスは <http://go.3M.com/fsd/campaign>
- 3 申込用紙をスプレッダーと一緒に梱包し、送付先へお送りください。
(送付費用は、お客様負担をお願いいたします)
- 4 約1ヶ月で、お手元にプレゼントが届きます。

送付先 〒107-0062 東京都港区南青山3-5-6 ディアテックビル3F
株式会社ネクストワン内
3M™ ペトリフィルム™ 培地 ポイントクラブ事務局 宛
☎ 03-5411-4821

対象製品 対象となるスプレッダーが付属している製品は以下の通りです。

製品名	製品番号
3M™ ペトリフィルム™ 培地 生菌数測定用ACプレート	6400AC 6406AC
3M™ ペトリフィルム™ 培地 大腸菌群数測定用CCプレート	6410CC 6416CC
3M™ ペトリフィルム™ 培地 E.coliおよび大腸菌群数測定用ECプレート	6404EC 6414EC
3M™ ペトリフィルム™ 培地 カビ・酵母測定用YMプレート	6407YM 6417YM
3M™ ペトリフィルム™ 培地 大腸菌群数迅速測定用RCCプレート	6402CC 6412CC
3M™ ペトリフィルム™ 培地 大腸菌選択用SECプレート	6434SEC 6435SEC
3M™ ペトリフィルム™ 培地 腸内細菌群数測定用EBプレート	6420EB 6421EB
3M™ ペトリフィルム™ 培地 水中一般生菌数(従属栄養細菌)測定用AQHCプレート	6450AQHC 6452AQHC
3M™ ペトリフィルム™ 培地 水中大腸菌群数測定用AQCCプレート	6457AQCC 6458AQCC
3M™ ペトリフィルム™ 培地 水中カビ・酵母測定用AQYMプレート	6408AQYM 6413AQYM

ご注意

- プレゼントの発送は、お申し込み後約1ヶ月いただきます。
- スプレッダーの送付費用は貴社負担をお願いいたします。
- 販売実績から販売数量を確認させていただく場合がございます。
- ご記入いただいた個人情報については、お問い合わせに対する対応およびその後のフォロー、当社製品およびサービスに関する情報や今後開催される各種イベント、キャンペーンに関するご案内、アンケート依頼を行う目的に利用させていただく場合があります。
- お送りいただくスプレッダーは、感染防止のため必ずアルコール消毒してからお送りください。
※左記以外の製品は、対象となりませんのでご注意ください。

**忘れずに
ご応募ください!**

長年にわたりご好評いただきありがとうございました【ポイントクラブキャンペーン】ですが今年末をもちまして終了とさせていただきます。これまで当キャンペーンをご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。今後もより良いサービスをご提供できますよう取り組んでまいります。なお、対象製品に同梱されているスプレッダーをお送りいただく形式の新たなプレゼントキャンペーンの予定は今のところございません。

**2020年
リニューアル予定**

プレゼントのコース

5枚コース

※使用例

- 1 3M™ ペトリフィルム™ 培地 クリップ (2個セット) ※非売品

※落下菌検査においてペトリフィルム™ 培地を開放状態で固定するためのプレートです。

- 2 3M™ ペトリフィルム™ 培地 落下菌プレート (10枚入) ※非売品

- 3 今治 ミニハンカチ1P袋入

10枚コース

※スプレッダー自体に重みがあるのでACプレートに乗せるだけで、検体を広げることができます。(非売品)

- 1 ヘビースプレッダー (1個) ACプレート用 ※非売品

ラックを使えば3M™ ペトリフィルム™ 培地 100~120枚をまとめて培養機に入れることができます。

- 2 3M™ ペトリフィルム™ 培地 ラック (2個組) ※非売品

- 3 3M™ 希釈水9mL PBS リン酸緩衝生理食塩水3パック (20本組×3)

30枚コース

- 1 ル・クーゼ ペア・ショート・タンブラー
- 2 P&G ボールド香りのセット

50枚コース

- 1 セイコー 温・湿度表示付電波時計
- 2 パナソニック 音波振動ハブラシ ポケットドルツ

100枚コース

- 1 ティファール アプレシア Ag+ コントロール
- 2 ハズキルーベ ラージクリア1.6倍 (黒)

※プレゼントの内容は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

