

Depoimento sobre a Pasta Adstringente de Afastamento Gengival

“Tenho utilizado este material de forma direta para casos de preparos conservadores, como “lentes de contato” ou preparos de terminos cervicais rasos como chanferetes de 0,5mm de preparo, ou combinados com fio afastador em casos de chanfros mais invasivos (> 0,5mm) ou muito subgengivais. Ainda, com sua potente ação hemostática, é ótimo para controlar sangramentos ou exsudações em situações como cimentações, confecção de restaurações de resina composta, confecção de provisórios ou que necessitem o controle de umidade na margem gengival em diferentes ações do dia a dia – mais que um coringa, um “As” na manga. “

Prof. Sidney Kina é Mestre em Clínica Odontológica pela FOP/UNICAMP
Coordenador dos cursos de Especialização e Mestrado em Prótese Dentária na Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic e Autor dos livros "Invisível Restaurações Estéticas Cerâmicas" e Equilibrium: cerâmicas adesivas case book".

