

3M™ リットマン™ ステスコープ スプリングキャンペーン2019

期間 2019.3/1～5/31

日頃のご愛顧に感謝を込めて、今年も「3M™ リットマン™ ステスコープ スプリングキャンペーン」を実施いたします。

リットマン™ ステスコープ クラシック III™ とリットマン™ ステスコープ カーディオロジー IV™ の新製品も

お求めやすい価格をご用意いたしました。ぜひ、この機会をお見逃しなく！



2165

3M™ Littmann® Stethoscope
Master Cardiology™

スペシャルプライスでご提供!

本キャンペーン
より発売!

New

5875

Smoke Edition
(スモーク加工)



New

本キャンペーン
より発売!

6202

High Polish Smoke Edition
(ハイポリッシュスモーク加工)

5862
Mirror Edition
(ミラー加工)



New

本キャンペーン
より発売!

6200

Black Edition
(黒色加工)

音響性能にこだわった ハイグレード器種

2本のチューブを一体型にし、音の損失を軽減した
“高感度ツーインワン・チューブ”を搭載したモデルです。
周囲の音を遮断し、ダイアフラムからの聴きたい音をしっかり伝えます。

6177
Mirror Edition
(ミラー加工)

New
6190
Champagne
Edition
(シャンパン加工)

New
6176
Champagne
Edition
(シャンパン加工)

2176
Smoke Edition
(スモーク加工)

New
6204
High Polish Smoke
Edition
(ハイポリッシュスモーク加工)

3M TM リットマン TM ステスコープ マスターカーディオロジー TM			
	希望価格 (税抜)	キャンペーン 特別希望本体価格 (税抜)	
2176	¥60,000	→ ¥30,000	
3M TM リットマン TM ステスコープ カーディオロジー IV TM			
	希望価格 (税抜)	キャンペーン 特別希望本体価格 (税抜)	
6176	¥42,000	→ ¥25,000	New
6177	¥42,000	→ ¥25,000	
6190	¥42,000	→ ¥25,000	New
6204	¥42,000	→ ¥25,000	New

ステップアップの春

経験を重ね、後輩の指導や新たな責任も担うあなたへ。
聴診を大事にしている方におすすめしたいモデルです。
新しい聴診器とともに、“昨日までとは少し違う自分”に
ステップアップしませんか？

New
5873
Smoke Edition
(スモーク加工)



5630



5809
Copper Edition
(銅色加工)



5863
Mirror Edition
(ミラー加工)



5864
Champagne Edition
(シャンパン加工)

3M [®] リットマン [™] ステスコープ クラシック III [™]			キャンペーン
	希望価格 (税抜)		特別希望本体価格 (税抜)
5630	¥18,500	→	¥11,800
5809	¥21,000	→	¥11,800
5863	¥21,000	→	¥11,800
5864	¥21,000	→	¥11,800
5873	¥21,000	→	¥11,800

New

価格はキャンペーン特別希望本体価格 (税抜) です。販売名: リットマンステスコープ 一般医療機器 届出番号: 13B1X10109000218

3MTM リットマンTM ステスコープ

マスターカーディオロジーTM / カーディオロジー IVTM

人とはちょっと違うエディションモデル

医師向け聴診器にも、チェストピース表面とバイノーラル金属部に
特殊な加工を施した“エディションモデル”をご用意しています。



New

6206
High Polish
Champagne Edition
(ハイポリッシュシャンパン加工)

New

6205
Rainbow
Edition
(レインボウ加工)

New

6203
Black Edition
(黒色加工)

New

6201
Black Edition
(黒色加工)

2175
Brass Edition
(真鍮色加工)

3MTM リットマンTM ステスコープ
マスターカーディオロジーTM

	希望価格(税抜)	キャンペーン 特別希望本体価格(税抜)
2175	¥60,000	→ ¥30,000

3MTM リットマンTM ステスコープ
カーディオロジー IVTM

	希望価格(税抜)	キャンペーン 特別希望本体価格(税抜)
6201	¥42,000	→ ¥25,000
6203	¥42,000	→ ¥25,000
6205	¥38,500	→ ¥25,000
6206	¥42,000	→ ¥25,000

New

New

New

New



ダイアフラムとリムの段差が少ない
“一体成型ダイアフラム*”を採用し、
お手入れも簡単に。

*一体成型ダイアフラムは、リットマンTM ステスコープ
カーディオロジー IVTM / クラシック IIITM に採用。



小児用ダイアフラムは、
付属しているノンチル
スリーブを用いてベルへ
の変更が可能です。

価格はキャンペーン特別希望本体価格(税抜)です。販売名:リットマンステスコープ 一般医療機器 届出番号:13B1X10109000218



3M[™] リットマン[™] ステスコープ

クラシック III[™] / クラシック II

私を元気にするビタミンカラー

いつも使う聴診器だからこそ、お気に入りの色を選びたい。

クラシックシリーズには、バリエーション豊富なチューブとチェストピースを取り揃えています。



3M[™] リットマン[™] ステスコープ
クラシック III[™]

	希望価格(税抜)	キャンペーン 特別希望本体価格(税抜)
5633	¥18,500	→ ¥11,800
5839	¥18,500	→ ¥11,800
5872	¥21,000	→ ¥11,800 New
5874	¥21,000	→ ¥11,800 New
5875	¥21,000	→ ¥11,800 New

3M[™] リットマン[™] ステスコープ
クラシック II (小児用)

	希望価格(税抜)	キャンペーン 特別希望本体価格(税抜)
2155	¥15,000	→ ¥9,700

3M[™] リットマン[™] ステスコープ
クラシック II (新生児用)

	希望価格(税抜)	キャンペーン 特別希望本体価格(税抜)
2157	¥15,000	→ ¥9,700

ダイヤフラムとリムの段差が少ない
“一体成型ダイヤフラム*”を採用し、
お手入れも簡単に。

*一体成型ダイヤフラムは、リットマン[™] ステスコープ
カーディオロジー IV[™] / クラシック III[™] に採用。

小児用ダイヤフラムは、
付属しているノンチル
スリーブを用いてベルへ
の変更が可能です。

3M™ リットマン™

エレクトロニック ステスコープ

3M™ Littmann® Electronic Stethoscope

先進的な技術が医療現場の日常の聴診器へ。

多くのプロフェッショナルの皆様にご使用いただいています。



GOOD DESIGN AWARD 2011

**GOLD
AWARD**

録音機能とBluetooth® 通信機能を持つ

Model 3200

3200BK27	ブラック
3200NB	ネイビーブルー
3200BU	パーガンディー

希望価格(税抜) ¥65,000

キャンペーン特別希望本体価格(税抜)

¥49,800

聴診器本体に聴診音を、録音できます。

3M™ Littmann® StethAssist™ ソフトウェアを使用することでパソコン上で

録音・保存・再生・データ解析ができます。

(診断目的では使用できません)

ソフトウェアは、弊社ホームページより

ダウンロードしてください。(無料)

価格はキャンペーン特別希望本体価格(税抜)です。販売名: 3M リットマン エレクトロニック ステスコープ 管理医療機器 認証番号: 223ADBZX00010000

●本カタログに掲載した全製品のカラー写真につきましては、色調が異なる場合があります。

●3M™ リットマン™ ステスコープには天然ゴムラテックスを使用しておりません。●各製品には「添付文書」「取扱説明書(日本語)」「保証書(取扱説明書最終ページ)」が同封されております。●3M™ リットマン™ ステスコープは、取扱説明書による正常なご使用状態で破損した場合には、お買い上げ日より1年間は無償で交換させていただきます。●3M™ リットマン™ エレクトロニック ステスコープは、取扱説明書による正常なご使用状態で破損した場合には、お買い上げ日より1年間無償で修理させていただきます。●本カタログに記載されている全製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。●本カタログに掲載した全製品の価格は、諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。●本カタログに掲載した全製品は、諸般の事情により発売中止になることがあります。●価格は全てメーカー希望小売価格です。詳細は取扱店までお問合せください。

取扱店

3M, Cardiology IV, Classic III, Master Cardiology, Master Classic II, Littmann, StethAssist, カーディオロジー IV, クラシック III, マスターカーディオロジー, マスタークラシック II, リットマンは3M社の商標です。BluetoothはBluetooth SIG Inc.の登録商標です。

2019年2月発行

3M

スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部

<http://www.littmann.jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
HPM-200-W

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金(土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます