

3M™ リットマン™ ステソスコープ

ピンクリボン キャンペーン 2017

キャンペーン期間 **2017.9/25~11/30**

期間中「キャンペーン特別価格」にてご提供いたします。

5871
Smoke
Edition
(スモーク加工)

New

New

5870
Rainbow
Edition
(レインボウ加工)

New

6179
Champagne
Edition
(シャンパン加工)
バイノーラル金属カラー:
スモーク

New

6170
Mirror Edition
(ミラー加工)
バイノーラル金属カラー:
シルバー

スリーエム
ジャパンでは、
「ピンクリボンウオーク」
および「ピンクリボン運動」の
支援をしています。

本キャンペーン期間中に販売した
3M™ リットマン™ ステソスコープ
対象製品1器につき**200円**を認定
NPO法人乳房健康研究会に
寄付いたします。

スリーエム ジャパンでは
ピンクリボンの趣旨に賛同し、運動を支援しています。

ピンクリボンは乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さを伝えるシンボルマークです。ピンクリボン運動は、女性の8人に1人が乳がんを患うといわれているアメリカで1980年代から市民運動として盛んに行われてきました。日本では、11人に1人の女性が乳がんを患い、乳がんで亡くなる方は年間約1万3千人と、女性の壮年層のがん死亡原因のトップとなっています。日本でもピンクリボンのシンボルを掲げ、乳がんの早期発見の大切さを訴える運動が年々活発に行われています。スリーエム ジャパンでは以前よりピンクリボン運動を支援しており、今年もキャンペーンを実施する運びとなりました。





3M™ リットマン™ ステスコープ

カーディオロジー IV™

進化した医師向け聴診器の定番



高感度
ツインワン・
チューブ



チェストピース表面仕上げ

Standard
シルバー

6151	ブラック (ショートレンジス)	※1
6152	ブラック	
6153	パーガンディー	
6154	ネイビーブルー	
6155	ハンターグリーン	
6156	プラム	
6157	カリビアンブルー	
6158	ラズベリー	
6161	ローズピンク	

Rainbow Edition
レインボウ加工

6165	ブラック	※2
------	------	----

希望価格 (税抜) ￥38,500

キャンペーン特別
希望本体価格 (税抜) **￥25,000**

Black Edition
黒色加工

6163	ブラック	※2
6168	ネイビーブルー	※2

Smoke Edition
スモーク加工

6162	ブラック	※2
6166	プラム	※2
6171	ターコイズ	※2
6178	ラズベリー	※2

Brass Edition
真鍮色加工

6164	ブラック	※2
------	------	----

Mirror Edition
ミラー加工

6169	カリビアンブルー	※2	New Edition
6170	パーガンディー	※2	New Edition
6177	ブラック	※2	New Edition

Champagne Edition
シャンパン加工

6179	ブラック	※2	New Edition
------	------	----	-------------

希望価格 (税抜) ￥42,000

キャンペーン特別
希望本体価格 (税抜) **￥27,200**

チェストピース: 成人・小児両用型チェストピース
(ステンレス)

ダイヤフラム : サスペンデッド・ダイヤフラム
(直径: 成人用 約45mm 小児用 約35mm)

チューブ : 高感度ツインワン・チューブ バイノーラル

全長/重さ : 約69cm/約177g
※1 約56cm/約167g (ショートレンジス)
※2 約69cm/約180g (エ디션モデル)

販売名: リットマン ステスコープ

一般医療機器 届出番号: 13B1X10109000218

価格はキャンペーン特別希望本体価格 (税抜) です。



6156

6162
Smoke Edition
(スモーク加工)

6164
Brass Edition
(真鍮色加工)

6168
Black Edition
(黒色加工)

New
Edition

6179
Champagne Edition
(シャンパン加工)

バイノーラル金属カラー: スモーク

New
Edition

6169
Mirror Edition
(ミラー加工)

バイノーラル金属カラー: シルバー


小児用ダイヤフラムは、
付属しているノンチルスリーブを
用いてベルへの変更が可能です。



3M™ リットマン™ ステソスコープ

クラシック III™

成人・小児2つのサスペンデッド・ダイアフラムを搭載した
クラシックラインの次世代モデル



シングル・チューブ



チェストピース表面仕上げ

Standard
シルバー

バイノーラル
金属部
表面仕上げ

5620	ブラック	
5621	グレー	
5622	ネイビーブルー	
5623	カリビアンブルー	
5624	ハンターグリーン	
5626	ラズベリー	
5627	バーガンディー	
5629	オレンジ	
5630	セイルブルー	
5633	パールピンク	
5639	ローズピンク	
5829	ライムグリーン	
5831	プラム	
5832	ラベンダー	
5835	ターコイズ	
5839	レモンライム	
5840	エメラルド	

Rainbow Edition
レインボウ加工

5806	ラズベリー	
5807	カリビアンブルー	
5870	ブラック	

希望価格(税抜) ¥18,500

キャンペーン特別

希望本体価格(税抜) **¥11,800**

Black Edition

黒色加工

5803	ブラック	
5867	ネイビーブルー	
5868	バーガンディー	
5869	カリビアンブルー	

Smoke Edition

スモーク加工

5811	ブラック	
5812	ダークオリーブグリーン	
5871	ラズベリー	

Copper Edition

銅色加工

5809	チョコレート	
------	--------	--

希望価格(税抜) ¥21,000

キャンペーン特別

希望本体価格(税抜) **¥13,000**

チェストピース: 成人・小児両用型チェストピース
(ステンレス)

ダイアフラム : サスペンデッド・ダイアフラム
(直径: 成人用約45mm 小児用約35mm)

チューブ : シングルチューブ バイノーラル
全長/重さ : 約69cm/約150g

販売名: リットマン ステソスコープ

一般医療機器 届出番号: 13B1X10109000218

価格はキャンペーン特別希望本体価格(税抜)です。

小児用ダイアフラムは、
付属しているノンチルスリーブを
用いてベルへの変更が可能です。

3MTM リットマンTM

エレクトロニック ステスコープ

3MTM Littmann[®] Electronic Stethoscope

先進的な技術が医療現場の日常の聴診器へ。

多くのプロフェッショナルの皆様にご使用いただいています。



シンプルに使用できる

Model 3100

3100BK27	ブラック
3100NB	ネイビーブルー
3100BU	パーガンディー

希望価格(税抜) ¥55,000
キャンペーン特別希望本体価格(税抜)

¥41,400

録音機能とBluetooth[®] 通信機能を持つ

Model 3200

3200BK27	ブラック
3200NB	ネイビーブルー
3200BU	パーガンディー

希望価格(税抜) ¥65,000
キャンペーン特別希望本体価格(税抜)

¥49,800

聴診器本体に聴診音を、録音できます。
3M[®] Littmann[®] StethAssist[™] ソフトウェアを
使用することでパソコン上で
録音・保存・再生・データ解析ができます。
(診断目的では使用できません)
ソフトウェアは、弊社ホームページより
ダウンロードしてください。(無料)

価格はキャンペーン特別希望本体価格(税抜)です。販売名: 3M リットマン エレクトロニック ステスコープ 管理医療機器 認証番号: 223ADBZX00010000

本カタログに掲載した製品は、
「3M オンラインストアPRO」でもご購入いただけます。

<http://go.3M.com/ltnn>

クーポンコードをご入力いただくと、
キャンペーン特別希望本体価格
でお買い求めいただけます。

クーポンコード

HSG

クーポンコード有効期間
2017年9月25日▶11月30日

*クーポンコードはすべて半角英数です。



*「3M オンラインストアPRO」を初めてご利用の方は、
会員登録が必要です。
Amazonアカウントでのログインも可能です。

*「購入手続きへ」をクリックした後の画面でコードを
入力すると、割引が適用されます。

●本カタログに掲載した全製品のカラー写真につきましては、色調が異なる場合があります。

●3MTM リットマンTM ステスコープには天然ゴムラテックスを使用しておりません。●各製品には「添付文書」「取扱説明書(日本語)」「保証書(取扱説明書最終ページ)」が同封されております。●3MTM リットマンTM ステスコープは、取扱説明書による正常なご使用状態で破損した場合には、お買い上げ日より1年間は無償で交換させていただきます。●3MTM リットマンTM エレクトロニック ステスコープは、取扱説明書による正常なご使用状態で破損した場合には、お買い上げ日より1年間無償で修理させていただきます。●本カタログに記載されている全製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。●本カタログに掲載した全製品の価格は、諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。●本カタログに掲載した全製品は、諸般の事情により発売中止になることがあります。●価格は全てメーカー希望小売価格です。詳細は取扱店までお問合せください。

取扱店

3M、Cardiology IV、Classic III、Littmann、StethAssist、カーディオロジー IV、クラシック III、リットマンは3M社の商標です。
BluetoothはBluetooth SIG Inc.の登録商標です。Amazon、Amazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

2017年9月発行



スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

感染管理製品事業部

<http://www.littmann.jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2017. All Rights Reserved.
HPM-586-HB(091700)HP

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 0570-011-321

8:45~17:15 / 月~金(土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます