

# 交換部品バイノーラル

対象器種

- 3 M™ リットマン™ ステソスコープ クラシック II S.E.
- 3 M™ リットマン™ ステソスコープ クラシック II (小児用)
- 3 M™ リットマン™ ステソスコープ クラシック II (新生児用)
- 3 M™ リットマン™ ステソスコープ セレクト



品番：85271 (色：ブラック)



品番：86367 (色：カリビアンブルー)



品番：57762 (色：パールピンク)



品番：85321 (色：レッド)



品番：85305 (色：ネイビーブルー)



品番：86359 (色：ラズベリー)



品番：45165 (色：ロイヤルブルー)



品番：08353 (色：パイングリーン)



品番：85339（色：バーガンディー）



品番：65031（色：パープル）



品番：03594（色：セイルブルー）



品番：15887（色：ラズベリー／金属部分真鍮色）



品番：09187（色：ピーチ）



品番：03610（色：オレンジ）



品番：09161（色：オーシャンブルー）



品番：15879（色：カリビアンブルー／金属部分真鍮色）