

交換部品バイノーラル

対象器種

3 M™ リットマン™ ステソスコープ マスタークラシック II™

3 M™ リットマン™ ステソスコープ クラシック III™



品番：11425 (色：ブラック／金属部分金色加工)



品番：11375 (色：ブラック／金属部分黒色加工)



品番：08361 (色：パイングリーン)



品番：99273 (色：ブラック)



品番：34888 (色：グレー)



品番：97442 (色：ネイビーブルー)



品番：86508 (色：カリビアンブルー)



品番：86516 (色：ハンターグリーン)



品番：36024 (色：ラズベリー)



品番：97459 (色：バーガンディー)



品番：35943 (色：オレンジ)



品番：03586 (色：セイルブルー)



品番：35968 (色：パールピンク)



品番：34908 (色：ローズピンク)



品番：37162 (色：ライムグリーン)



品番：37154 (色：プラム)



品番：34912 (色：ラベンダー)



品番：34961 (色：ターコイズ)



品番：34953 (色：レモンライム)



品番：34938 (色：エメラルド)



品番：35851 (色：ラベンダー／金属部分真鍮色)



品番：36255 (色：カリビアンブルー／金属部分真鍮色)



品番：35869（色：チェコレート／金属部分銅色）



品番：34896（色：ブラック／金属部分スモーク色）



品番：35877（色：ダークオリーブグリーン／金属部分スモーク色）