

交換部品バイノーラル

対象器種

3 M™ リットマン™ ステソスコープ マスターカーディオロジー™

3 M™ リットマン™ ステソスコープ カーディオロジー-S.T.C

3 M™ リットマン™ ステソスコープ カーディオロジー-III™



品番：65825（色：ブラック／約55cm）



品番：65833（色：ブラック）



品番：66211（色：ブラック／金属部分黒色）



品番：15861（色：ブラック／金属部分スモーク色）



品番：10870（色：ブラック／金属部分真鍮色）



品番：10888（色：チョコレート／金属部分銅色）



品番：65858（色：ネイビーブルー）



品番：65874（色：ハンターグリーン）



品番：65866（色：バーガンディー）



品番：08346（色：チョコレート）



品番：03578（色：プラム）



品番：65841（色：グレー）



品番：10896（色：カリビアンブルー）



品番:18576（色：ラズベリー）



品番：10904（色：レッド）