



Reston[®]

Almohadillado Adhesivo de Espuma

- Almohadillado adhesivo de espuma para la prevención de lesiones.

CARACTERISTICAS

3M Reston[®] es una almohadilla de espuma de poliuretano, poroso y auto adherente. En uno de sus lados contiene un adhesivo hipoalergénico que no deja residuos y ni irrita la piel. Producto no estéril.

VENTAJAS

3M Reston[®] esta diseñada para distribuir la masa del cuerpo del paciente de manera de prevenir la ruptura de la piel por fuerzas mecánicas como roce y fricción. También otorga protección a la piel expuesta al eventual daño mecánico propiciado por el uso de férulas, yesos y órtesis. Además viene en tres medidas diferentes para distintas situaciones clínicas.

BENEFICIOS

3M Reston[®] es un producto libre de látex. Además es muy liviano y capaz de adherirse a la piel, dispositivos de uso médico y equipos de rehabilitación. Protege contra la abrasión y las fuerzas de cizalla. No es tóxico y no provoca irritación a la piel.



Un aliado en la protección.

● Modo de Empleo en la prevención de úlceras por presión (escaras)

- Este producto no es un apósito.
- Limpiar y secar perfectamente la zona en riesgo (piel intacta) y el área circundante.
- Recortar el almohadillado según necesidad. Se recomienda que el tamaño sea 4 ó 5 veces mayor, que la zona a proteger o acolchar.
- Retirar el respaldo de papel protector del adhesivo y aplicar firmemente el almohadillado procurando que los bordes queden bien adheridos.
- Puede mantenerse por varios días. Si se requiere lavar la zona protegida puede retirarse y volver aplicar en el lugar reforzándolo con cintas quirúrgicas.
- Si se contamina con heces y orina, hay que desecharlo.



Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
1561H	Reston [®] en rollo	0,7 x 10 x 4,9 mts	Caja	1 Rollo
1563L	Reston [®]	2,5 x 20 x 30 cms	Caja	5 Unidades
2851H	Reston [®] confortable	16 x 20 cms	Caja	2 Unidades