



3M Science.
Applied to Life.™

3M Oral Care Promoties.

**Bespaar tijd en kosten,
gedurende de hele procedure.**

Geldig tot 31 december 2017.

U kiest voor snelheid. U krijgt snelheid én esthetiek.

Posterior restauraties kunnen uitdagend zijn. Bulk Fill composieten zijn door de eenvoud en snelheid daarom steeds populairder. Snelle en eenvoudige bulk fill plaatsing gaat alleen vaak ten koste van de esthetiek. Daarom heeft 3M, als marktleider in esthetische, restauratieve technologieën Filtek™ One Bulk Fill restauratiemateriaal ontwikkeld.

- Snel en eenvoudig in één stap te plaatsen;
- Verhoogde opaciteit voor verbeterde esthetiek;
- Lage krimpspanning maakt uitharding tot 5 mm mogelijk;
- Uitstekende adaptatie;
- Unieke 3M nanotechnologie zorgt voor een ongeëvenaarde slijtageweerstand en hoge glansretentie;
- Hoge radiopaciteit;
- Uniek ontwerp van de capsuletip voor eenvoudige toegang tot diepe caviteiten;
- Verkrijgbaar in vijf kleuren; A1, A2, A3, B1, C2.



**25%
korting**

- ▶ 2 flesjes Scotchbond™ Universal
- ▶ 1 refill Filtek One Bulk Fill restauratiemateriaal

Totale waarde ~~€ 245,-~~
Nu voor slechts € 190,-



**26%
korting**

- ▶ 4 refills Filtek One Bulk Fill restauratiemateriaal

Totale waarde ~~€ 220,-~~
Nu voor slechts € 165,-



**22%
korting**

- ▶ 1 flesje Scotchbond Universal
- ▶ 1 verpakking Scotchbond Etching gel

Totale waarde ~~€ 129,-~~
Nu voor slechts € 95,-

Een perfect aansluitende restauratie mag geen toeval zijn.

Bij het maken van een afdruk hoeft u niet te kiezen tussen nauwkeurigheid en gebruiksgemak. De afdrukprocedure van 3M biedt het allemaal! De procedure integreert producten die eenvoudig werken, zodat u controle heeft over iedere stap. Het is simpelweg een betere manier om afdrukken te maken. Imprint™ 4 heeft een zeer korte intraorale uithardingstijd dankzij een unieke, zelfverwarmende technologie. Daarnaast is het VPS materiaal ontworpen om uw succes te vergroten tijdens dagelijkse procedures, én bij uitdagendere cases.

Met Astringent Retraction past biedt u een eenvoudige en effectieve oplossing voor gingivale retractie:

- Eenvoudige toegang tot de sulcus en effectieve opening door de smalle tip van de capsule;
- Effectieve gingivale afbuiging, schoon en droog sulcus gebied plus een duurzame en robuuste hemostase;
- Handige en tijdsbesparende procedure: 50% sneller dan bij gebruik van draden.

- ▶ 2 verpakkingen Imprint 4 Penta VPS afdruk materiaal
 - Imprint 4 Penta Heavy VPS
 - Imprint 4 Penta Super Quick VPS
 - Imprint 4 Penta Putty VPS
- ▶ 1 verpakking Astringent Retraction Paste

Totale waarde ~~€ 362,-~~
Nu voor slechts € 298,-



18%
korting



16%
korting

De Intra-Orale spuitjes zijn ontworpen voor een nauwkeurige applicatie van VPS en polyether afdrukmaterialen in de mond van de patiënt en zijn geschikt voor éénmalig gebruik. Ze combineren innovatie, functionaliteit en ergonomisch design met gebruiksgemak voor het efficiënt toedienen van washmaterialen rondom de preparatie.

- ▶ 2 verpakkingen Imprint 4 Penta VPS Wash Material
 - Imprint 4 Super Quick Ultra Light
 - Imprint 4 Light
 - Imprint 4 Super Quick Light
 - Imprint 4 Regular
 - Imprint 4 Super Quick Regular
- ▶ 1 verpakking Intra-Oral Syringes
Eén verpakking bevat 20 spuiten

Totale waarde ~~€ 237,-~~
Nu voor slechts € 200,-

Kies uw voorkeursapparaat en bespaar tot 35%!

Elipar™ DeepCure LED uithardingslamp – diepe, gelijkmatige polymerisatie

Onderzoek toont aan dat 69% van de tandartsen die bulk fill restauraties plaatst, niet zeker is van een goede uitharding diep in de caviteit.

U kunt aan de oppervlakte van uw restauratie eenvoudig controleren of deze volledig is uitgehard, maar dat is onmogelijk bij een diepe caviteit. De Elipar™ DeepCure LED uithardingslamp van 3M biedt u de oplossing. Met deze lamp bent u verzekerd van een betrouwbare uitharding, zelfs bij diepe restauraties.

- Veilige, voorspelbare en betrouwbare uitharding – zelfs bij oppervlakken die moeilijk bereikbaar zijn met de lichtgeleider;
- Beduidend diepere uitharding – zelfs op de bodem van de proximale wand – dankzij geavanceerde optische technologie die zorgt voor het uitsturen van een cilindervormige lichtstraal met weinig lichtverstrooiing.



**26%
korting**

Het RotoMix™ capsule schudapparaat mengt volledig homogeen dankzij rotatie.

- Produceert de meest complete mix;
- Produceert een dichtere mix en vrijwel luchtbelvrij materiaal;
- Eenvoudig bedieningspaneel.

Totale waarde ~~€ 879,-~~
Nu voor slechts € 647,-

**34%
korting**

- ▶ 20 refills Filtek™ One of Filtek™ Supreme XTE
- ▶ 4 flesjes Scotchbond™ Universal Adhesief
- ▶ 1 Elipar Deepcure-L uithardingslamp

Totale waarde ~~€ 2.137,-~~
Nu voor slechts € 1.407,-



- ▶ Elipar DeepCure-S uithardingslamp

Totale waarde ~~€ 1.392,-~~
Nu voor slechts € 900,-

**35%
korting**

De Capmix™ capsule schudapparaat is een praktische capsule houder, die kan worden gebruikt voor alle soorten 3M capsules.

- Eenvoudig in gebruik;
- Robuuste technologie;
- Praktisch ontwerp.

Totale waarde ~~€ 562,-~~
Nu voor slechts € 416,-



**26%
korting**

Een tijdbesparende totaaloplossing voor het cementeren van wortelstiften

Met slechts vier producten – elk van hen bewezen om uw werk betrouwbaar en efficiënt te maken – bereikt u één doelstelling: Het complexe vereenvoudigen!


- Sterke hechting van wortel tot opbouw;
- Vereenvoudigde maar robuuste Post & Core procedure;
- Vereist slechts vier bewezen producten en minder stappen.

- ▶ 1 RelyX™ Fiber Post 3D Trial Kit
 - 5 Posts size 1
 - 5 Posts size 2
 - 1 Drill Universal
 - 1 Drill size 1
 - 1 Drill size 2
 - 1 Syringe RelyX Unicem 2 Automix A2 Universal (8,5 g)
 - 10 Mixing Tips
 - 10 Endo Tips
- ▶ 1 verpakking Filtek One Bulk Fill



**17%
korting**

Totale waarde € ~~316,-~~
Nu voor slechts € 261,-





Sterk composiet voor tijdelijke kronen en bruggen, onder alle omstandigheden.

Door gebruik van nanotechnologie is het eerste bis-acryl composiet ontwikkeld met een nieuwe generatie verfijnde vullers. Het resultaat is Protemp™ 4 composiet voor tijdelijke kronen en bruggen; een product dat ongeëvenaard is qua stevigheid, gebruik en esthetiek.

- ▶ 2 verpakkingen Protemp 4 composiet voor tijdelijke kronen en bruggen
Eén verpakking bevat:
 - 1 cartridge (50ml)
 - 16 Garant mengtips (blauw)
- ▶ 1 Garant Dispenser 10:1

Totale waarde ~~€ 256,-~~
Nu voor slechts € 177,-

31%
korting



3M

3M Belgium bvba/sprl
3M Oral Care
3M.be/OralCare
infodental.be@mmm.com

3M Nederland B.V.
3M Oral Care
3M.nl/OralCare
infodental.nl@mmm.com

De acties zijn geldig tot en met 31 december 2017. Aanbiedingen zijn op basis van de adviesverkoopprijs. Vraag uw dealer naar de actuele prijs. Druk- en zetfouten voorbehouden.