

# Test Bowie-Dick Comply®

## Paquete de Prueba

### Libre de Plomo



## Control Químico Clase 2

### Ficha Técnica

#### ■ Descripción

El paquete de prueba del Test de Bowie-Dick se utiliza para probar los esterilizadores a vapor asistidos con vacío de 132°C a 134°C.

Indica la eficiencia de eliminación de aire durante la fase de vacío del esterilizador.

El paquete de prueba Test Bowie Dick es un simulador de otros paquetes a esterilizar compuesto por una envoltura con papel de grado médico. En su interior el paquete trae una hoja con el test de Bowie-Dick que es un indicador químico de color amarillo contenido por varias hojas de papel y espuma que simulan un paquete de prueba.

El control químico interno deberá virar de amarillo a negro de manera uniforme.

Externamente el test trae un control químico externo que sirve para verificar que el paquete fue o no procesado.

#### ■ Características

**Sensitivo:** Indicador químico sensitivo, de alto punto terminal, para la identificación rutinaria de infiltraciones de aire y deficiencias de vacío.

**Confiable:** Las pruebas de rendimiento han demostrado que es equivalente a los estándares de la AAMI (Association for Advancement of Medical Instruments).

**Consistente:** Fabricado de acuerdo a especificaciones estrictas, de tal manera que, se puede reducir el costo de la mano de obra y es posible evitar las inconsistencias del ensamblaje manual de paquetes de prueba.

**Conveniente:** Sellado en paquetes de plástico compactos para mantener la integridad y ahorrar espacio de almacén.

**Fácil de leer y registrar:** Sus franjas segmentadas diagonales de color amarillo claro cambian a un negro uniforme para asegurar la eliminación efectiva del aire. Las hojas se pueden archivar para los registros de aseguramiento de la calidad.

**Amigable con el Medio Ambiente:** El químico presente en el test de Bowie-Dick es Libre de Plomo (Lead Free).

#### ■ Empaque u otras referencias

Código	Descripción Producto	Medidas	Unidades x Caja
1233LF	Paquete de Prueba Bowie-Dick 3M Comply®	12,7 cm x 11,1 cm x 1,9 cm	30